

特 集 就 薬 消 耗 品 機 器 新 製 品 アプリケーションノー

### 平成25年度筑波大学高校生公開講座で 弊社 SafeBlue と ミドリグリーンダイレクト を使った 分子遺伝学実習が行われました。

現在多くの研究室では、DNA電気泳動にEtBr(エチジウムブロマイド)とUVトランスイルミネータを使用されています。 しかしEtBrは毒性が高いことから、その取扱いや廃棄処理が難しく、またUVトランスイルミネータは紫外線を用いるため実験 従事者に危険を及ぼす可能性があり、さらに検出時にDNAサンプルを傷つけてしまうため、その後のアプリケーションに影響 を与えるといった問題があります。

弊社は、そのような問題を解決するためEtBrに替わる、安全性が高く感度も良い染色試薬、ミドリグリーンアドバンスとミドリグリーンダイレクトを、UVトランスイルミネータに替わる、紫外線を用いずにDNAが検出できるLEDトランスイルミネータを販売しております。

ここ最近大学や企業では安全管理が年々厳しくなっていることから、研究室でも出来るだけ危険な薬品や機器の使用を減らそうと努力されている方が多く、弊社製品へのお問い合わせが急増しております。特に学生実験では操作に慣れない方々が安全に実験ができる方法として関係者の方々からのご相談が増加しております。

そこで今回は、高校生対象に大学主催公開講座で使用していただいた一例をご紹介させていただきます。







実験用マウスの尻尾から抽出したDNAを材料とし、性別遺伝子や毛の色の遺伝子をPCRで増幅して電気泳動を行いました。 20名の高校生が講義や実験に、熱心に取り組んでいました。


講師の先生の指導のもと、DNAを増幅し、あるいは、その一部を制限酵素で切断することでマウスの表現型を決定しました。






PCRでDNA増幅後にSafeBlueで電気泳動を行いました。 生徒さんたちはDNAが移動する様子をリアルタイムで見ることができました。

DNA泳動後の写真をLEDイルミネータ(FAS-Digi P6参照)で確認しました。





#### 講師の先生のコメント


高校生を対象とした実習にあたり、限られた時間の中で、いかに安全に、楽しく実験を行うかが大きなチャレンジでした。 まず、DNAの可視化には紫外線ではなくLEDによる蛍光を採用することで、より変異原性の低い試薬を用いることがで き、繊細な操作に集中してもらうことができました。また、楽しい実験のためには、その原理をよく理解することが大切で すが、これを講義だけで伝えるのは難しいと感じます。今回、リアルタイム電気泳動システムを採用することで、泳動槽の 中でDNAを可視化でき、それが電場の中を移動する様子を観察することで、電気泳動の原理を実感できたのではないか と思います。おかげで、全員が正しい答えを導きだし、満足して実習を終えることができました。

*GFast Gene™* 



### ダイレクト Midori Green Direct





- エチジウムブロマイドと検出感度は同等!
- エチジウムブロマイドよりも低い変異原性で非発癌性物質!
- サンプルローディングdye入りなのでサンプルにそのまま混ぜるだけ
- ※一般的な試薬の取り扱いと同様に、取り扱いには十分ご注意のうえ、操作時には グローブを着用ください。
- ※使用後は、各施設の基準に従って廃棄してください。
- ゲル厚は0.5cm以下になるよう作成して下さい。

励起波長: 490nm付近 (2次ピーク 290nm付近)

蛍光波長:530nm付近


保存条件 室温または4℃で12ヵ月(遮光してください)

Cat.No. NE-MG05 数 50 ul 入 キャンペーン 価格(税抜) ¥1,000 トライアルキット

NE-MG06 Cat.No. 数 入 1ml キャンペーン 価格(税抜) ¥15,000

### 【使用方法】

- ① アガロースゲル溶液を任意の方法で作製してください。 (オ ートクレーブ、電子レンジ等を使用) ② ミドリグリーン・ダイレクトをサンブルとDNAマーカーマ
- ーカーそれぞれに1:10 (dye:sample) の比率で混ぜて ください。
- ③ 泳動結果は、LEDイルミネータで検出してください。 (※UVイルミネーターでもご使用いただけます。)





### 相性抜群!!

安全・安心な青色LEDイルミネーター

詳しくはP6~8をご覧ください。



エチブロより安全な核酸染色試薬 ミドリグリーン・シリーズ

アドバンス

## Midori Green Advance DNA Stain

エチブロ代替染色試薬 スタンダードタイプ

ゲルに 混ぜるタイプ ※後染め推奨



• 従来のミドリグリーンよりも低バックグラウンドタイプです。

- ランニングコストも従来品と同じです。
- ※一般的な試薬の取り扱いと同様に、取り扱いには十分で注意のうえ、 操作時にはグローブを着用ください。
- ※使用後は、各施設の基準に従って廃棄してください。
- ゲル染色は後染めの方が高感度です。
- ゲル厚は0.5cm以下になるよう作成して下さい。

励起波長: 490nm付近 蛍光波長:530nm

(2次ピーク ~270nm ) ~290nm )

保存条件 室温または4℃で12ヵ月(遮光してください)









#### 【使用方法】

- 先染め(あらかじめゲルに添加)の場合
- ① アガロースゲル溶液を任意の方法で作製してください。 (オートク レーブ、電子レンジ等を使用)
- ② ゲルの温度が50~60℃に冷めたら、アガロースゲル100mlに対し てミドリグリーンAdvance 4-6 $\mu$ Lを添加し、混合してください。
- ③ ゲルをゲル作製用トレーに流し込んでください。(ゲル厚を0.5cm以 下にすることが染色の成功につながります)
- ④ ゲルが十分に固まったことを確認してから電気泳動してください。
- ⑤ 泳動結果は、UVまたはLEDイルミネータで検出してください。
- \* 蛍光が弱い場合の改善方法 上記②の操作で、さらにNaClを終濃度O.3mMになるように添加し、 混合してください。例えば、アガロースゲル100mlに対してミドリ グリーンAdvance 4-6 $\mu$ L、0.3M NaCl 0.1mlを添加し、混合して ください。③以降の操作は上記と同操作となります。

#### ● 後染め(電気泳動後に染色)の場合

- ① 電気泳動用バッファー100mlに対してミドリグリーンAdvance 10-25 $\mu$ Lを添加、混合し染色用溶液を作製してください。(作製し た溶液は2~3回使用可能です。)
- ② 電気泳動後のゲルを①で作製した溶液に浸し、5~60分間ゆっくり振 盪してください。(ゲル厚を0.5cm以下にすることが染色の成功につ ながります)
- ③ バックグラウンドが高い場合は、染色後に蒸留水または泳動バッ ファーで5-45分間振盪洗浄して脱色ください。
- ④ 泳動結果は、UVまたはLEDイルミネータで検出してください。

## New FastGene エレクトロフォレシス (電気泳動) キット <sup>⑤ Fast Gene\*</sup>

アガロース、染色試薬、DNA ラダーがセットになったキットです。

- ・PCRのゲルチェックに必要な試薬が全て含まれています。
- ・安全・安心なミドリグリーンダイレクト染色試薬を採用
- ・アガロースも扱い易いタブレット状のものを採用

- キット内容 ・NE-MG04 • NE-AG05
- ミドリグリーンダイレクト
- アガロースタブレット
- NE-MWD100 DNA Ladder

100個 500μl×1本


保存条件 室温で1年間





Cat.No. NE-AG08 キャンペーン 価格 (税抜) ¥21,000





P4参照



アガロースタブレット

P19参照

DNA 100bp ラダー

P20参照

※ミドリグリーンアドバンスがセットになったキットもございます。(P18をご覧ください)

### 2013年9月1日、ホームページが新しく生まれ変わりました!

http://www.n-genetics.com

日頃弊社ホームページをご覧いただいている皆様に、各種情報を分かりやすくお伝えできるよう工夫をこらしました。

ポイント

検索機能の充実

ポイント2

各種資料の ダウンロードページ ポイント3 製品詳細ページの 見やすさ

ポイント4


コンテンツの充実





# FAS-Digi

### コンパクトサイズが魅力! デジタルカメラ式の FAS





FAS-Digi (ダークボックス本体のみ)

Cat.No. FAS-DGMU 価格 (税抜) ¥185,000 FAS-Digi専用 デジタルカメラ

Cat.No. FAS-DGDC 価格 (税抜) ¥67,000

\*市販品の為、メーカー仕様が変わる場合がございます。

イルミネーター (お選びください)

Cat.No. LB-16K LED 価格 (税抜) ¥98,000

Cat.No. MB-16K UV

価格(税抜) ¥98,000

FAS-Digi本体 + 専用デジタルカメラ + イルミネーター 合計価格 (税抜) ¥350,000

### ■ アクセサリー

| Cat.No.   |                    |                  | 価格(税抜)   |
|-----------|--------------------|------------------|----------|
| AP-03M    | モノクロプリンター本体        |                  | ¥218,900 |
| AT-95SG   | AP-03M用サーマルペーパー 6巻 |                  | ¥15,900  |
| FAS-2530M | イルミネーター用ゲルトレイ      |                  | ¥12,000  |
| OG-FC     | 目視用メガネ             |                  | ¥8,500   |
| FG-830    | ゲルカッター 50個         | キャンペーン<br>価格(税抜) | ¥3,980   |

| 本体仕様        |                        |
|-------------|------------------------|
| 全体          |                        |
| サイズ(カメラ設置時) | 340×280×480mm (W×D×H)  |
| 重量          | 5.6kg                  |
| デジタルカメラ     | 2GBメモリーカード付属           |
| 解像度         | 12Mピクセル                |
| PCインターフェース  | USB2.0                 |
| フード         | 専用オレンジフィルター (UVカット) 付属 |
| サイズ         | 340×280×320mm (W×D×H)  |
| 重量          | 2.0kg                  |
|             |                        |

| イルミネーター仕様  |                          |
|------------|--------------------------|
| LEDイルミネーター | カバーなし                    |
| 波長         | 470nm (青色) 100%/50%切り替え可 |
| 照射エリア      | 200×160mm                |
| サイズ        | 340×280×80mm (W×D×H)     |
| 重量         | 3.6kg                    |
| UVイルミネーター  | カバーなし                    |
| 波長         | 302nm                    |
| 照射エリア      | 200×160mm                |
| サイズ        | 340×280×80mm (W×D×H)     |
| 重量         | 4.3kg                    |
| UV管        | 8W UV管×5本                |

\*プリンターにつきましては、別途お問い合わせください。 適合情報も含めご案内させていただきます。



FAS-2530M FG-830 (P18参照)

OG-FC








### ポータブル ゲル撮影装置 新登場!

- ・非常にコンパクトでポータブル (W198×D254×H227mm)
- ・高解像度900万画素 (9Mピクセル) CMOSカメラ搭載
- ・アガロースゲル撮影用に、安全で、DNAなどのサンプルへのダメージがない青色LED (470nm)を採用
- ・核酸染色試薬MidoriGreenシリーズとの相性も抜群
- ・白黒反転画像も撮影可能

Cat.No. FAS-BOX (本体一式) 価格 (税抜) ¥220,000



SDS-PAGEゲル (CBB染色)



ウエスタンブロット メンブレン





アガロースゲル (Midori Green Direct染色)

| イメージキャプチャーシス | テム                                |
|--------------|-----------------------------------|
| センサー         | カラーCMOSセンサー                       |
| 画素数          | 9Mピクセル                            |
| 露光時間         | 11スケール可変 (+5~-5)                  |
| 保存ファイル形式     | JPEG                              |
| データ保存        | SDカード/SDHCカード                     |
| 撮影可能エリア      | 16×11.5cm (固定式、ズーム不可)             |
| レンズ/フィルター    |                                   |
| 可変式レンズ/フィルター | マニュアル可変(青色LED用/白色LED用)            |
| 青色LED用フィルター  | 520nm Amberフィルター                  |
| 光源           |                                   |
| 光源の種類        | 青色LED/落射白色LED/透過白色LED             |
| インターフェース     |                                   |
| モニター         | 2.7インチ液晶パネル                       |
| 接続ポート        | タイプB USBポート(PC接続用)<br>ビデオポート(RCA) |
| 本体仕様         |                                   |
| 電源           | 100~240V 3A                       |
| 寸法           | 198 ×254×227mm (W×D×H)            |
| 重量           | 3.2kg                             |





# SafeBlue System

### LED &パワーサプライ付リアルタイム電気泳動システム

- ・リアルタイムで泳動状態が目視確認できる電気泳動装置
- MGダイレクト, MGアドバンス, SYBR Green I/II, SYBR gold, SafeViewなどが使用可能

Cat.No. MBE-150PLUS (フルシステム MBE-150+MBE-TLC)

キャンペーン ¥150,000

### ■ 各種パーツ類 (キャンペーン対象外)

| Cat.No.       |   | 価格(税抜)   |
|---------------|---|----------|
| MBE-150       | セーフブルー・ベースユニット  | ¥158,000 |
| MBE-TLC       | ゲルタンク, アンバーリッド, 赤黒ケーブル  | ¥86,000  |
| ME15-UV15TH01 | トレーホルダー (Mupid-2plus用)<br>収納数 <sup>*</sup> :トレーS×4枚,トレーL×2枚     | ¥7,500   |
| ME15-UV15TH02 | トレーホルダー (Mupid-exU用)<br>収納数*:トレー小×2枚, トレー大×1枚                   | ¥7,500   |
| MBE-TANK      | ゲルタンクのみ   | ¥61,000  |
| MBE-150-CABLE | 赤黒ケーブルのみ  | ¥13,000  |
| MBE-LID-Y1    | フタ (アンパーリッド)<br>サイズ : 176×268×35mm (W×L×H)<br>フィルター : アンパーフィルター | ¥14,000  |
| OG-FC         | 目視用メガネ (オレンジ)   | ¥8,500   |

| MBE-150 〈ベースユニ        | ニット〉仕様  |
|-----------------------|---|
| Output Voltage / Inc. | 10 – 150V/1V  |
| Output Current / Inc. | 10 - 300mA/1mA  |
| Max. Power            | 30 watts  |
| モード                   | Constant Voltage or Current   |
| タイマー                  | 1 – 999分 (アラームあり)   |
| 安全機能                  | 通電チェック機能  |
| LED波長                 | 470nm   |
| LED寿命                 | 約9000 時間  |
| 環境                    | 室温 ~40℃   |
| サイズ                   | 293×200×80mm (W×D×H)  |
| 重量                    | 1.1kg   |
| 材質                    | ポリカーボネート/アルミニウムベースプレート  |
| 電源                    | Input : 100 - 240VAC, 50/60Hz, 1.4A<br>Output : 15VDC, 4.0A, 60W max. |

| MBE-TANK〈泳動槽 | 〉仕様   |
|--------------|---|
| サイズ          | 265×175×90mm (W×D×H)  |
| ゲルトレーサイズ     | 150×70mm, 150×100mm, 150×150mm  |
| サンプル数 (Max)  | 70 for 150× 70mm Tray (2×35サンブルコーム)<br>140 for 150×100mm Tray (4×35サンブルコーム)<br>210 for 150×150mm Tray (6×35サンブルコーム) |
| バッファー量       | 500ml   |

# SmartView Image System

### SafeBlue 電気泳動システム用ゲル撮影装置

- ・500万画素CMOSカメラ採用
- ・ゲルの切り出しも可能

Cat.No. MBE-IMG-CM 本体一式※

キャンペーン 価格(税抜) ¥300,000

※本体一式: CMOSカメラ、ダークルーム、アンバーフィルター、ソフトウェア (CD)、接続ケーブル ※別途、PCが必要です。詳細はお問い合わせください。

### ■ 別売オプション

| Cat.No. | 品名            |    | 価格(税抜)   |
|---------|---------------|----|----------|
| P95D    | モノクロサーマルプリンター | 1台 | ¥195,000 |
| K95HG   | プリンター用紙       | 5巻 | ¥13,100  |



※本装置以外にも、PCに接続可能なフォトプリンターでしたらご使用可能です。

#### ソフトウェアで簡単撮影操作! ※ 別途、PCが必要です。詳細はお問い合わせください。



### <必要となるPCの動作環境>

CPU : 1.8GH z PentiumIV以上

CPU メモリ : 200mm : 2 \*なるべく本装置専用のPCをご用意いただくことをお勧めします。(インストールされている他のソフトウェアによっては動作に影響を及ぼす可能性があるため)



| カメラ仕様       |                       |
|-------------|-----------------------|
| カメラ         | CMOSカメラ               |
| 画素数         | 500万画素                |
| 画素密度        | 10ビット                 |
| フレーム数 (FPS) | 5フレーム                 |
| 感度          | 1.4V / lux-sec        |
| 保存形式        | BMP, JPEG, TIFF, PNG  |
| 露光範囲        | 30~0.01秒              |
| 焦点距離        | 6mm                   |
| 最大口径比       | F1.2                  |
| ダークルーム仕様    |                       |
| サイズ         | 340×195×400mm (W×L×H) |
| 重量          | 0.8kg                 |
|             |                       |



### SmartView で SafeBlue 電気泳 動槽内のゲルを LED 光にて撮影 した画像

左上: エチジウムブロマイド 左下: ミドリグリーン・ダイレクト 右上: ミドリグリーン・アドバンス





電気泳動画像:ミドリグリーン・ダイレクトで染色したゲル画像







- 遠心フリー
- 多検体処理
- ・血清フリー

# バンバンカー® Direct

### 無血清タイプ細胞凍結保存液

細胞を遠心分離することなく、本品をそのまま培養液に加えて細胞を懸濁後、 即ディープフリーザー (-80℃)で保存できる新しいタイプの保存液です。 面倒な多検体の細胞保存 (ハイブリドーマなどのサブクローン)にも理想的です。

使用例

OP9 (マウス骨髄性ストローマ細胞)

MEF (初代培養)マウス胎仔線維芽細胞 OKT4 (マウスハイブリドーマ) K562 (ヒト慢性骨髄性白血病細胞株)

SNL (マウス胎仔線維芽細胞)

HEK293 (ヒト胎児腎細胞株)

HEK293T (ヒト胎児腎細胞株)

HeLa (ヒト子宮頸がん細胞株)

C2C12(マウス骨格筋細胞株) PC12(ラット副腎髄質腫細胞株)

HepG2 (ヒト肝臓がん細胞株)

※この他にも数多くの使用例を弊社

ホームページにて公開しております。

### 無菌検査

・エンドトキシン:合成基質法・マイコプラズマ:PCR法・真 菌・細 菌:日本薬局方

### 仕 様 ]

・仕 様: DMSO含有 血清不含 ・貯 法: 冷暗所保存(2~10℃) ・有効期限: 製造後2年

### 注意

- 人体には使用できません。
- ・研究用以外の目的で使用しないでください。
- ・ウシ血清由来の化合物を含みます。
- ・ご使用前に、目的の細胞で確認試験を行なってください。
- ・当社は、本製品の使用に起因する事故や損害についての責任を負いかねます。
- ・使用に際しご不明な点はお問い合わせください。



#### 通常の保存液 バンバンカーDirect 接着細胞ディッシュ培養での使用例 細胞培養 細胞培養 1 培養溶液を除去 PBS洗浄後、 剥離液を加え、 細胞を遠心 加温 チューブに回収 剥離液と等量の バンバンカ Directを加える 遠心後 培養液を同量の ト清を除去 バンバンカー 剥離液とバンバ Directを加え ンカー Directが 均一にし、凍結 均一になるよう ピペッティング 移す I 細胞保存液で バンバンカー 細胞を懸濁し、 Direct混合液を 凍結保存チューフ 凍結保存チューブ に移す に移す -80℃ -80℃ -80℃ -80℃にて凍結 -80℃にて凍結 -80℃にて凍結

### エイチアールエム $\mathbb{R}$ バンバンカー

再生医療研究用 (human Regenerative Medicine)

ヒトiPS細胞 での保存実績 あり!!



### 再生医療研究用 無血清タイプ細胞凍結保存液

ヒト由来細胞(ヒトT細胞等)を懸濁後、 即ディープフリーザー (-80°C)で保存できる血清を含まない新しいタイプの保存液です。



| キャン | ベーン  | ¥5 600    |  |
|-----|------|-----------|--|
| 入   | 数    | 20ml      |  |
| Cat | .No. | CS-07-001 |  |



#### 無菌検査

・エンドトキシン:合成基質法 ・マイコプラズマ:PCR法

### • 真 菌·細 菌 : 日本薬局方

#### 使用例

ヒトiPS細胞

ヒトiPS細胞由来神経細胞 ヒトiPS細胞由来肝臓細胞

ヒトiPS細胞由来心臓細胞 ヒトiPS細胞由来腎臓細胞

ヒト由来樹立細胞株 ヒト由来プライマリー細胞

ヒトT細胞 霊長類ES細胞

### 仕 様


• 什 様 : DMSO含有 血清不含 • 貯 法 :冷暗所保存(2~10℃)

#### • 有効期限 :製造後2年

### 注意


- 人体には使用できません。
- ・本製品は医療用としての認可を取得していません。
- ・動物由来物を含みません。
- で使用前に、使用する細胞で確認試験を行なって ください。
- 当社は、本製品の使用に起因する事故や損害につい ての責任を負いかねます。
- ・使用に際しご不明な点はお問い合わせください。

### 霊長類ES細胞での保存データ




実験2 ドライアイスで24時間保存、解凍4日後の細胞形態比較

●コロニー形態



●コロニーのALP染色



市販品CおよびDはガラス化法、その他は緩慢法で保存しました。バンバンカー h RMでは、ドライアイスで24時間保管した 後でも生着コロニー数に影響はなく、コロニー形態やALP染色でも問題は見られませんでした。

### バンバンカー®

### 無血清タイプ細胞凍結保存液

### 無菌検査

・エンドトキシン:合成基質法 ・マイコプラズマ:蛍光抗体法

• 真 菌·細 菌 : 日本薬局方

様 :DMSO含有 血清不含 法 :冷暗所保存(2~10℃) • 貯

• 有効期限 : 製造後2年

### 参考文献

### ■ 骨髄由来内皮前駆細胞 (ブタ)

S. Mieno, et al :Characteristics and Function of Cryopreserved Bone Marrow-Derived Endothelial Progenitor Cells, the Annals of Thoracic Surgery, 2008, 85:1361-6

日本特許権取得

#### ■ ES細胞(マウス)

T.Hikichi, et al ;Differentiation Potential of Parthenogenetic Embryonic Stem Cells Is Improved by Nuclear Transfer, Stem Cells, 2007,25,46-53

#### ■ 胚性線維芽細胞(マウス・イヌ)

S. Hatoya, et al ;Effect of co-culturing with embryonic fibroblasts on IVM, IVF and IVC of canine oocytes, Theriogenology, 2006,66,1083-1090

### ■ 胎児性線維芽細胞(ブタ)

Liu D, et al ;Relation between human decay-accelerating factor (hDAF) expression in pig cells and inhibition of human serum anti-pig cytotoxicity: value of highly expressed hDAF for xenotransplantation. Xenotransplantation. Volume 14, Number 1, January 2007, pp. 67-73(7)

### ■ 頭蓋冠骨由来プライマリー骨芽細胞(マウス)

Sayyed K, et al ;Runx2 deficiency and defective subnuclear targeting by pass senescence to promote immortalization and tumorigenic potential, PNAS, Vol 104, No 50; 19861-19866. Dec.11:2007

## 使用例

ES (マウス) P3U1 (マウスミエローマ細胞株) K562 (ヒト白血病細胞株) KATOⅢ(ヒト胃癌 上皮細胞株) ヒトνδT細胞 Daudi (ヒトB細胞株) PC12 (ラット由来の副腎褐色細胞腫) ヒトB細胞株 OKT4 (マウスハイブリドーマ) サルB細胞株

ヒト末梢血由来活性化リンパ球

マウス脾臓由来活性化リンパ球



| Cat       | .No.        | CS-02-001 |  |
|-----------|-------------|-----------|--|
| 入         | 数           | 120ml×1本  |  |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥9,700    |  |





ヨーロッパに続き

日本特許権取得!

| キャン·<br>価格 ( | ベーン<br>税抜) | ¥9,900    |  |
|--------------|------------|-----------|--|
| 入            | 数          | 20ml×5本   |  |
| Cat.         | No.        | CS-04-001 |  |

# KAPA社PCRマスターミックス 無償 詳しくはWEBへ

応募いただいた方「各製品ごと先着100名様」に、

下記の中からご希望のマスターミックス製品(少量パック)をお送りさせていただきます。 製品をご使用後、結果をデータ付でフィードバックいただきました方には もれなくもう1キットをプレゼントいたします!(WEBからお申し込みいただけます)

※秋フェアー期間中に先着100名に達した場合は終了とさせて頂きます。

オールマイティ!

**\*\*\*KAPA**BIOSYSTEMS

\*\*\*KAPABIOSYSTEMS

## KAPATaq™ EXtra HotStart ReadyMix with dye

オールラウンドに優れた酵素!



#### 保存条件

- -20℃で1年間
- \*独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響 はほとんどありません。

### 電気泳動用色素

移動度の日安(1%ゲル) 黄色:75bp 青色:5kb

1反応¥35.8 Cat.No. KK3606 2.5ml (200回用/25µl反応) 入 数

Cat.No. KK3607

25ml (2000回用/25川反応) +小分け用チューブ添付 入 数

キャンペーン 価格 (税抜) ¥71,500

2×マスターミックス (電気泳動用色素入り)

他社マスターミックスでは、加えた菌体量によるかもしれないが、スメアーとなり インサートの有無が判定できないサンプルがあったが本製品ではインサートの有 無をはっきり捉えられた。

また $12.5\mu$ I/tubeでも問題なく同様の結果が得られた。

非特異的な増幅が起こらず、結果が分かり易かった。

ジェノタイピングのためのPCRで、KOのalleleを検出しています。

基礎知識のない医学部1年生の基礎配属の学生が実験してもバンドが出ました。

増幅が難しい PCRに!

## Robust HotStart ReadyMix with dye

ジェノタイピングに最適!不純物が多いサンプルでも強力に増幅!



#### 保存条件

- -20℃で1年間
- \*独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響 はほとんどありません。

### 電気泳動用色素

移動度の目安(1%ゲル) 黄色:75bp 青色:5kb

1反応¥57 KK5706 2.5ml 〈200回用/25µl反応〉 キャンペーン 価格 (税抜) ¥14,500

Cat.No. KK5707

入 数 25ml (2000回用/25μl反応)+小分け用チューブ添付

キャンペーン 価格 (税抜) ¥114,500

2×マスターミックス (電気泳動用色素入り)

大腸菌形質転換後のコロニーダイレクトPCRに使いました。

一方のプライマーのTm値が55℃を下回っていて不安だったのですが、アニーリン グ温度を55℃以下にしないようにとの指示に従いました。

問題なく増幅でき、掛かった時間はちょうど1時間ほど。

早くチェックしたいときに重宝しそうです。今後も主に同様の用途で使うでしょう。

某社製品と増幅の傾向はよく似ていたのですが、当製品の方が概して増幅率が良か ったです。

以前、全く増幅が見られなかったサンプルの塩基配列を決定できたので、大変助か りました。



### お客様の声から生まれたアイディア!

下記製品のバルクタイプに 小分け用のチューブを添付開始しました。

「都度の融解が大変」「同じボトルを何回も使用 するとコンタミネーションが心配」などのご意見 を頂き、25ml製品に25本、6.25ml製品に5本の 小分け用チューブを添付してご提供しています。 お客様にご活用いただけたら幸いです!



### KAPA BIOSYSTEMS社の PCRマスターミックスは・・・



- ・1億種類以上もの変異株から選抜された全く新しいエンジニア酵素!
- ・ "ホットスタート" 仕様で、サンプル調製時の非特異反応を抑制!
- 便利な "2×マスターミックス"で、簡単・迅速にPCR!
- "電気泳動用色素入り"でPCR反応液をそのまま電気泳動可能\*! ※KAPAHiFi™ HotStart ReadyMixを除く
- -20℃で1年間使用可能! 独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響はほとんどありません。

ルーチンPCR の高速化!

\*\*\*KAPABIOSYSTEMS

# KAPAZG<sup>TM</sup> Fast HotStart ReadyMix with dye

わずか 30 分~ 60 分で PCR が終了! 迅速 PCR 検出に最適!



### 保存条件

- -20℃で1年間
- \*独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響 はほとんどありません。

### 電気泳動用色素

移動度の日安(1%ゲル) 黄色:75bp 青色:5kb

|   |         |            |                     | I反応¥37.5 |
|---|---------|------------|---------------------|----------|
| ( | Cat.    | No.        | KK5610              | あたり十つ    |
| Ī | 入       | 数          | 2.5ml〈200回用/25μl反応〉 |          |
|   | キャン・価格( | ベーン<br>税抜) | ¥9,500              |          |
|   |         |            |                     |          |

Cat.No. KK5611

25ml (2000回用/25川反応) +小分け用チューブ添付 类女

キャンペーン 価格 (税抜) ¥75,000

2×マスターミックス (電気泳動用色素入り)



既存のプレミックスタイプと比べ、特に厳しい反応条件下で KAPA2G Fastの高い増幅効率は明らかで、総反応時間の短縮や高い検出感度に 期待が持てる。

※非ホットスタートタイプをご使用頂いたお客様です。



半信半疑でしたが、35サイクルが本当に一時間で終わった。



1kb/5秒の計算で良好にバンドを増やすことができました。



とにかく速い、増幅率が良い。学生実習の実験計画が組みやすい。 ReadyMixになっている点も、学生がミスなく実験できて好ましい。

これまで、クローニングではT社高正確性酵素を中心に使用してきた。

## KAPAHiFi™ HotStart ReadyMix

GC/ATリッチ PCRに!



高い正確性とハイスピードを両立!



#### 保存条件

- -20℃で1年間
- \*独自の酵素安定化剤により、凍結融解の 影響はほとんどありません。

|           |             |                     | 1反応¥ <b>70</b> |
|-----------|-------------|---------------------|----------------|
| Cat       | .No.        | KK2601              | あたりギー          |
| 入         | 数           | 1.25ml〈100回用/25μl反応 | >              |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥9,000              |                |
|           |             | 1/1/0000            |                |

Cat.No. KK2602

3 数 6.25ml (500回用/25μl反応)+小分け用チューブ添付

キャンペーン 価格 (税抜) ¥35,000

2×マスターミックス

て有用であると思われる。

Ready mixということで試薬の調整が簡便であり、またHotStartが可能でしたの で、とても使いやすかったです。

今回、KAPA HiFiを使用したところ、T社高正確性酵素と比較して速いスピード で増幅が可能であり、また、長鎖 (3.9kb)のクローニングが可能であった。

さらに、シーケンス解析により高い正確性が確認でき、クローニング用の酵素とし

RT領域を比較すると、L社では全く検出できなかったが、KAPAではT社と同様、 すべて検出が可能であった。 一様

PR領域では目的とするバンドの検出が可能であった。

増幅させた遺伝子(1kb)のGC含量は、全体では65%ほどですが、一箇所250bpほ ど90%近い (87%) GC richな部分がありました。

そのせいで他の酵素ではなかなか増幅されず、また、シーケンスでその部分だけ抜け <sub>ユーザー様</sub> てしまったり、ミスしていたりすることがありました。 当製品では、30サイクルくらいで他の酵素を用いた時と同程度の増幅が確認でき

ました。また、最終的にクローニングを行い、DNAシーケンスで配列を確認するとミスは全く ありませんでした。

校正機能つきのミックスなので、安心して使えお手軽なことは嬉しい限りです。入ってきたばか りの学生に実験を行ってもらったものではあるが、簡単に出来たので喜んでいました。

## KAPATaq<sup>TM</sup> EXtra PCR キット

PCR 酵素(セパレートタイプ)

オールラウンドに 優れた酵素!

\*\*\*KAPABIOSYSTEMS

感度 微量テンプレートOK! 増幅効率 高収量!

伸長サイズ

正確性 Taqの4倍!

保存条件 −20℃で1年間

Cat.No. KK3009 数 250units (dNTPs付き) ¥8,500

さらに

2+1 キャンペーン KK3009を2本購入すると 1本無料添付!

¥17,000 750units

1unit ¥ 22.6



KK3008 Cat.No. 数 50units (dNTPs付き) ¥2.000 トライアルキット

マスターミックス (色素入り) もございます (P12をご覧ください)

# New KAPA3G Plant PCR Kits

植物からのダイレクト PCR

国内実績あり! WEBにて公開中

KAPA3G エンジニアDNAポリメラーゼ (第3世代)を新たに開発し、 PCR阻害物質(ポリフェノールや多糖類など)に対する耐性が大幅に向上いたしました。

### 使用用途

- ・葉の断片(打ち抜きディスク等)、種子、植物粗抽出物等からの迅速PCR
- トランスジェニックスクリーニングのワークフローの簡素化
- \*粗抽出、またはDNA精製を必要とする場合がございます、また条件検討を要する場合がございます。

保存条件 −20℃で6カ月間

Cat.No. KK7250 数 50回用/50µI反応 ¥18,000 トライアルキット Cat.No. KK7251 数 250回用/50µl反応 ¥50,000

Cat.No. KK7252 数 500回用/50µl反応 ¥90,000



### KAPA MG Kit マウスジェノタイピング専用キット

国内実績あり!

- マウスジェノタイピング用にカスタマイズした専用キットです。 (組織からのDNA抽出試薬と2×PCRマスターミックス試薬)
- ・最短120分で結果がわかります!
- ・新開発 熱安定性プロテアーゼ KAPA Express Extractにより短時間で効率良くDNAが抽出できます!
- ・阻害物質に耐性があるエンジニア酵素 KAPA2G Robust HotStart ReadyMixで驚異のPCR増幅が可能!

保存条件 -20℃で6カ月間

| Cat.No.   |             | KK7150 | ИG       |
|-----------|-------------|--------|----------|
| 入         | 数           | 10回    |          |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥4,500 | トライアルキット |







# KAPA2G<sup>TM</sup> Fast Multiplex PCR Kit

PCR マスターミックス

余分な条件最適化は不要!圧倒的な増幅性とスピード! 驚異のマルチプレックスPCR用マスターミックス

保存条件 −20℃で1年間

\*独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響はほとんどありません。

Cat.No. KK5801 **入** 数 1.25ml 〈100回用/25μl反応〉

キャンペーン 価格 (税抜) ¥12,800

2×マスターミックス

Cat.No. KK5802 入 数 6.25ml (500回用/25μl反応)

キャンペーン 価格 (税抜) ¥41,000

2×マスターミックス

最大96プレックス 実績あり!



\*\*\*KAPABIOSYSTEMS

\*\*\*KAPABIOSYSTEMS

超高感度 & ハイスピード

5ローカス全てにおいて良好な結果が得られました。 また、文献\*で表記されている条件(トータル時間:5時間) に比して2時間以上の時間短縮が可能でした。

\*文献: Leukemia(2003) 17, 224-227

# KAPA SYBR® FAST qPCR Kit

リアルタイム PCR マスターミックス

高GC/AT含量の配列も強力に増幅(次世代シーケンスのライブラリー定量でも数多くの実績!)

エンジニア酵素で微量サンプルの高感度定量が可能になりました!

- ・高濃度SYBR Green I で増幅可能な新酵素採用
- ・通常のプログラムはもちろん、どの装置でもFastプログラムによる時間短縮が対応可能

保存条件 -20℃で18カ月 \*独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響はほとんどありません。

| Universal<br>qPCR キット<br>(ほとんどの機器に対応可能)<br>キャビラリータイプのLight<br>Cycler®には対応していません。 | ABI Prism <sup>®</sup><br>qPCR キット<br>(ABI7500を除くABI社機器)<br>ROX添加済みです。 | ROX Low<br>qPCR + "> b<br>(ABI7500 / VIIA <sup>™</sup> 7 /<br>MX3000P <sup>™</sup> / MX3005P <sup>™</sup><br>/ MX4000 <sup>™</sup> ) | Bio-Rad<br>iCycler <sup>TM</sup><br>qPCR キット<br>(iCycler iQ*, iQ™5, MyiQ™) | Roche Light<br>Cycler <sup>®</sup> qPCRキット<br>(Light Cycler <sup>*</sup> 480))<br>キャピラリータイプのLight<br>Cycler <sup>®</sup> には対応していません。 |                        |                      |
|--|--|--|--|--|------------------------|----------------------|
| Cat.No.  |  |  |  |  | Kit contents           | キャンペーン価格(税抜)         |
| KK4600   | KK4603   | KK4619   | KK4606   | KK4609   | 1×1ml (100回用/20μl反応)   | ¥5,300               |
| KK4601   | KK4604   | KK4620   | KK4607   | KK4610   | 1×5ml (500回用/20µl反応)   | ¥26,000              |
| KK4602   | KK4605   | KK4621   | KK4608   | KK4611   | 2×5ml (1,000回用/20µl反応) | ¥45,000              |
| KK4612 トライアルキット  | KK4613 トライアルキット  |  | KK4614 トライアルキット  | KK4615 トライアルキット  | 30回用/20µI反応            | キャンペーン<br>対象外 ¥5,300 |

# KAPA PROBE FAST gPCR キット

リアルタイム PCR マスターミックス (プローブ用)

### KAPABiosystems社のテクノロジーを凝縮!

- ・独自のバッファーシステムにより、高いシグナル強度とデータの再現性を実現
- ・どの装置でもFastプログラムによる時間短縮が対応可能

保存条件 -20℃で18カ月 \*独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響はほとんどありません。

| Universal qPCR キット<br>(ほとんどの機器に対応可能)<br>キャビラリータイプのLight Cycler®には<br>対応していません。 | ABI Prism <sup>®</sup> qPCR キット<br>(ABI7500を除くABI社機器)<br>ROX添加済みです。 | ROX Low<br>qPCR +ット<br>(ABI7500 / VIIA™7 / MX3000P™ /<br>MX3005P™ / MX4000™) | Bio-Rad<br>iCycler™qPCR +ット<br>(iCycler iQ*, iQ™5, MyiQ™) | U                      |                      |
|--|---|--|---|------------------------|----------------------|
| Cat.No.  |   |  |   | Kit contents           | キャンペーン価格(税抜)         |
| KK4701   | KK4705  | KK4716   | KK4709  | 1×1ml (100回用/20μl反応)   | ¥8,800               |
| KK4702   | KK4706  | KK4717   | KK4710  | 1×5ml (500回用/20µl反応)   | ¥37,500              |
| KK4703   | KK4707  | KK4718   | KK4711  | 2×5ml (1,000回用/20µl反応) | ¥70,000              |
| KK4700 トライアルキット  | KK4704 トライアルキット   |  | KK4708 トライアルキット   | 30回用/20µl反応            | キャンペーン<br>対象外 ¥5,300 |



## KAPA Library Amplification Kits (LA キット)

ライブラリー増幅 (LA) キット

PCRによって引き起こされるバイアスを最小化し、シークエンスカバー率を均一にすることを目的に開発されました。

- ハイフィデリティーエンジニア酵素使用 (KAPA HiFi Hot Start 酵素)
- アダプター結合後のPCR増幅時にバイアスを低減することで、シークエンスカバー率を向上
- GCおよびATリッチゲノム領域の増幅率向上
- 2種類のキットから選べます (PCR用とリアルタイムPCR用)
- リアルタイムPCR用キットでは、PCRサイクルの最適化が可能です。

保存条件 -20℃で1年間

#### ● KAPA ライブラリー増幅キット

| Cat | .No. | KK2611  |  |
|-----|------|---------|--|
| 入   | 数    | 50回     |  |
| 価格  | (税抜) | ¥27,500 |  |

| Cat | .No. | KK2612   |
|-----|------|----------|
| λ   | 数    | 250回     |
| 価格  | (税抜) | ¥114,000 |

### ■ KAPA ライブラリー増幅キット with リアルタイムPCR

| 10/11/12/12/22 |      |         | - H TH | • | _ | ٠. |
|----------------|------|---------|--------|---|---|----|
| Cat            | .No. | KK2701  |        |   |   |    |
| 入              | 数    | 50回     |        |   |   |    |
| 価格(            | (税抜) | ¥40,000 |        |   |   | J  |

| Cat.No. | KK2702   |
|---------|----------|
| 入 数     | 250回     |
| 価格(税抜)  | ¥155,000 |

国内実績あり! WEBにて公開中



**KAPA**BIOSYSTEMS

## New KAPA HiFi HotStart Uracil + Ready Mix

メチル化解析用 バイサルファイト処理済 DNA の PCR 増幅用酵素

次世代シーケンスにおけるバイサルファイト処理済ライブラリー(WGBSライブラリー)を高い正確性で 高効率に増幅できます。

- ・ハイフィデリティーエンジニア酵素 (KAPA HiFi HotStart酵素)をさらに進化させました。
- ・増幅困難な「ウラシルを含むDNA」を高効率&高正確性で増幅可能です。
- GCリッチ/ATリッチな領域の増幅時のバイアスも低減できます。

保存条件 -20℃で1年間

| Cat.No. |   | .No. | KK2801              |
|---------|---|------|---------------------|
|         | 入 | 数    | 1.25ml⟨50回用∕50μl反応⟩ |

価格(税抜) ¥66,000

| Cat | .No. | KK2802               |  |
|-----|------|----------------------|--|
| λ   | 数    | 6.25ml〈250回用/50μl反応〉 |  |
| 価格  | (税抜) | ¥260,000             |  |



プレパレーション

# 

Ion Torrent™ シークエンサー向けライブラリー調製キット

- Ion PGM™、Ion Proton™対応のライブラリー調製キットです。
- ハイフィデリティエンジニア酵素 (KAPA HiFi)でライブラリー増幅時のバイアスを低減し、シーケンスカバー率を向上させます。 (KK8300、KK8301のみ)
- オプションでアダプターも選択できます。 (別売です。キットには含まれませんのでご注意ください。)

保存条件 -20℃で1年間

| Cat.No. |         | 包装単位 | 価格 (税抜)  |
|---------|---------|------|----------|
| KK8300  |         | 8回用  | ¥45,000  |
| KK8301  |         | 48回用 | ¥246,000 |
| KK8310  | PCR酵素なし | 8回用  | ¥40,500  |
| KK8311  | PCR酵素なし | 48回用 | ¥220,000 |

#### ● オプション

| Cat.No. |                        | 包装単位 | 価格(税抜)   |
|---------|------------------------|------|----------|
| KK8330  | アダプターキット (バーコードなし)     | 8回用  | 21,250   |
| KK8331  | アダプターキット (バーコード 1-8付)  | 48回用 | ¥133,000 |
| KK8332  | アダプターキット (バーコード 9-16付) | 48回用 | ¥133,000 |
| KK8333  | アダプターキット(バーコード 17-24付) | 48回用 | ¥133,000 |









### Bioline 社の最新スタンダード Tag ポリメレース

- ・従来品よりも感度とスピードが向上しました。
- ・幅広いテンプレートに対応し、高収量が得られます。

- アブリケーション ・増幅困難なサンプル
  - ・GCリッチなサンプル
  - ・ルーチンルーチンCR (安価)
  - ・TAクローニング


- 製品案内 MyTaq DNA Polymerase
  - ・5×MyTaq リアクションバッファー (5mM dNTPs, 15mM MgCl2含む)

保存条件 -20℃で1年間

#### GCリッチ (61%)ヒトゲノムDNAの事例



27.5分FastPCRの事例 (ヒトゲノムDNA)





BIO-21105

数 500units (dNTP含む)

¥11,500

lunit ¥23

## BIOLINE

## バイオタック

### スタンダード Tag ポリメレースの定番品

- ・分子量約94kDa (組み換えタンパク)
- ・3' アデニン付加 (TAクローニング可能)
- ·伸張速度約15~30秒/kb
- ・濃度:dNTPs付き 5U/µI



製品案内

- BIOTAQ™ DNA Polymerase
- 10×反応バッファー (NH4 reaction buffer)
- •50mM MgCl2溶液
- 10mM dNTPs MIX

保存条件 -20℃で1年間



BIO-21040/5 Cat.No. 5×500units キャンペーン 価格(税抜) ¥45,000

%72%/30分で10nmolのdNTPsが取り込まれるものを1ユニットとします。

# MyTaq™ HS

BIOLINE

### 増幅困難サンプル Hot Start PCR

- Bioline社が新開発した抗体型ホットスタート酵素&バッファーシステム
- ・高感度で、GCリッチなどの増幅が難しいサンプルでも増幅可能
- ・野生型Tag polymeraseより高い正確性
- ゲノムDNAからの長鎖 (~10kb)増幅に最適
- ・増幅産物はTAクローニングに使用可能
- MixはRed dye入り、ダイレクトゲルローディングが可能


- 用途 ・ファストPCR
  - □□=-PCR
  - ・マルチプレックスPCR
  - GCリッチ

-20℃で1年間

#### 26分 FastPCRでの事例 (340bp~530bp)



12分 Ultra FastPCRでの事例 (900bp)



 $\nu - \nu 1 \sim 8$  (100ng, 33ng, 10ng, 4ng, 1ng, 33pg, 10pg, 3pg)

BIO-21111 数 250units (dNTP含む) ¥15,600

### バイオタック ホットスタート

スタンダード Tag ポリメレースの定番品

BIOLINE

- ・分子量約94kDa (組み換えタンパク)
- •3' アデニン付加 (TAクローニング可能)
- ·伸張速度約15~30秒/kb
- 化学修飾タイプのホットスタート用酵素 (95℃ 10分で活性化します)
- ・濃度:dNTPs付き 5U/µI



- BIOTAQ™ HS DNA Polymerase
- 10×反応バッファー (ImmoBuffer)
- •50mM MgCl2溶液
- 10mM dNTPs MIX

保存条件 -20℃で1年間

Cat.No. BIO-21047 500units キャンペーン 価格(税抜) ¥26.400

BIO-21047/5 Cat.No. 入 5×500units ¥113.000

※旧名称 Immolase DNA Polymeraseです。

## New FastGene エレクトロフォレシス (電気泳動) キット (多 Fast Gene)

アガロース、染色試薬、DNA ラダーがセットになったキットです。

- ・PCRのゲルチェックに必要な試薬が全て含まれています。
- ・安全・安心なミドリグリーンダイレクト染色試薬を採用
- アガロースも扱い易いタブレット状のものを採用

キット内容 ・NE-MG06

ミドリグリーンダイレクト

• NE-AG05 アガロースタブレット • NE-MWD100 DNA Ladder

1ml×1本 100個 500*μ*Ι×1本

保存条件 室温で1年間





Cat.No. NE-AG08 キャンペーン 価格 (税抜) ¥21,000




ミドリグリーンダイレクト

P4参照



アガロースタブレット

P19参照



DNA 100bp ラダー

P20参照

## New FastGene エレクトロフォレシス (電気泳動) キット <sup>⑤ Fast Gene\*</sup>

アガロース、染色試薬、DNA ラダーがセットになったキットです。

- ・PCRのゲルチェックに必要な試薬が全て含まれています。
- ・安全・安心なミドリグリーンアドバンス染色試薬を採用
- ・アガロースも扱い易いタブレット状のものを採用

- キット内容 ・NE-MG04 NF-AG05
- ミドリグリーンアドバンス
- アガロースタブレット
- NE-MWD100 DNA Ladder

1ml×1本 100個 500μl×1本

保存条件 室温で1年間



Cat.No. NE-AG07

キャンペーン 価格 (税抜) ¥21,000




ミドリグリーンアドバンス

P5参照



アガロースタブレット

P19参照



DNA 100bp ラダー

P20参照

### FastGene ゲルカッター

ゲルバンドカッター


- ・アガロースゲルから簡単にバンドの切り出しが可能
- ・ゲル重量は右記の表で簡単に計算できます。
- ・カッターヘッドサイズ:6×3mm
- 材質:ポリスチレン



FG-830 Cat.No. 数 50個 入 キャンペーン 価格(税抜) ¥3,980







ゲル重量

| ゲル厚   | 2%アガロースゲル | 1%アガロースゲル |
|-------|-----------|-----------|
| 1.0cm | ~140mg    | ~130mg    |
| 0.8cm | ~120mg    | ~110mg    |
| 0.6cm | ~100mg    | ~90mg     |
|       |           |           |

## New FastGene アガロースタブレット



& Fast Gene"

### タブレットタイプ アガロース新発売!

- Ready to Use アガロースタブレットです。
- 0.5g/タブレット
- ・0.5g/50mlゲル=1%

### 仕 様

• 溶解度 無色透明溶液(100mlの水に1グラムのアガロースを溶解)

• 電気浸透度 0.13以下 • 硫酸基 0.15%以下 •灰分 ≦0.5% ・ゲル化温度 (1.5%ゲル) 36℃±1.5℃ ・メルティング温度 (1.5%ゲル) 88℃±1.5℃


• Proteaseフリ-

エンドヌクレアーゼフリー/ライゲース阻害物質フリー












| ゲル (%) | 1個    | 2個     | 3個     |
|--------|-------|--------|--------|
| 1%     | 50 ml | 100 ml | 150 ml |
| 1.2%   | 42 ml | 83 ml  | 125 ml |
| 1.3%   | 38 ml | 77 ml  | 115 ml |
| 1.5%   | 33 ml | 67 ml  | 100 ml |
| 1.8%   | 28 ml | 56 ml  | 83 ml  |
| 2.0%   | 25 ml | 50 ml  | 75 ml  |

#### 分離の目安

| アガロースゲル | DNAサイズ  |
|---------|---------|
| 0.6%    | 1~20kb  |
| 0.9%    | 0.5~7kb |
| 1.2%    | 0.4~6kb |
| 1.5%    | 0.2~4kb |
| 2.0%    | 0.1~3kb |

### FastGene アガロース〈スタンダード〉



- ・DNA RNAのフラグメント解析に最適
- ・エチジウムブロマイド染色や蛍光染色で低いバックグラウンド (バッチごとに品質テストを実施)
- 素早く融解します
- ・高い透明度と高い解像度

### 仕 様

• 有効分離領域(ゲル濃度) 250bp~23kb (0.75~2%)

ゲル強度 ≥1000g/cm² (1%)

≥2000g/cm² (1.5%)

・ゲル化温度 36℃±1.5℃ メルティング温度 88℃±1.5℃

灰分 ≦0.45% ≦0.1% • 硫酸基 • 透明度 ≦4 NTU







下記の条件で、ゲルを作成し、電気泳動を実施しました。 ゲル強度は十分で、どのマーカーも高い解像度でバンドの分離が 可能でした。

ゲル濃度

ゲルサイズ : 190×250mm (厚さ7mm) 電気泳動用バッファー : 1×TAEバッファ

:70mA 4時間 電気泳動条件

1. 2. 5: λ/HindIIIマーカー

3 : Fasy Ladder L

(Bioline社 Cat.No.BIO-33045)

4: 1kb DNA Ladder RTU

(NipponGenetics

Europe社 Cat.No.NE-MWD1)



FastGene Plasmid mini Kit (P58掲載)

### LB培地カプセル

- ・上皿天秤で秤量することなく、本品をそのまま水に加えて、オートクレーブにかけることで出来上がる新しいタイプのカプセル型LB培地
- ・カプセル2個で40ml、10個で400ml、25個で1000mLの培地を調製
- ・ 手早く便利
- 作成したLB培地が、極めて均一
- ・従来のLB培地 (粉末)と同等の増殖が可能

保存条件 室温で1年間







# に無償添付中

- 1) ボトル (オートクレーブ対応品) に超純水 (ミリQ水など) と カプセルを入れる(下記表参照)
- 2) 15分間オートクレーブ (滅菌) を用いて、培地を滅菌する
- 3) 室温まで十分冷やしてから使用する

培地作成方法

| カプセル | 超純水(ミリQ水など) |
|------|-------------|
| 2個   | 40ml        |
| 10個  | 400ml       |
| 25個  | 1000ml      |

## New FastGene DNAラダー

仕 様・濃度:100µg/ml 5µIロード/レーン

保存条件 <mark>室温 (25℃)で1年間</mark> (冷凍 (−20℃)の場合2年間保存できます)




● 100bp DNA Ladder 100bp~3kbまで、 12本のバンドが確認できます。

Cat.No. NE-MWD100 数 500μ1 ¥3,900

1kb DNA Ladder 250bp~10kbまで 13本のバンドが確認できます。

Cat.No. NE-MWD1 数 500μ1 ¥3,900



### KAPA DNA ラダー

ダイレクトローディング可能 DNA サイズマーカー

- ローディング・ダイを含んでいますのでダイレクトローディング可能です。
- ・ $5\mu$ Iロード/レーン (1mm厚ゲル)

保存条件 −20℃で1年間 (室温/4℃の場合 6ヶ月間保存できます。)

#### ● ユニバーサルラダー

- ・100bp~10kbpまで、18本のバンドが確認できます。
- 濃度: 100ng/μI

KK6302 Cat.No. 入 数 200回 キャンペーン 価格 (税抜) ¥9,700


| Cat.No.   |             | KK6303         |
|-----------|-------------|----------------|
| 入         | 数           | 1000回〈200回×5本〉 |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥33,000        |

### ● エクスプレスラダー

- ・100bp~8kbpまで、7本のバンドが確認できます。
- 濃度:50ng/μl

KK6304 Cat.No. 数 2000 ¥9,700

| Cat.No. |             | KK6305         |  |
|---------|-------------|----------------|--|
| 入       | 数           | 1000回〈200回×5本〉 |  |
| キャン価格   | ペーン<br>(税抜) | ¥33,000        |  |



\*\*\*KAPABIOSYSTEMS

### HyperLadder DNA 分子量マーカー

プレミックスタイプなので、そのままゲルにアプライできます。 (加熱、混合、希釈などの調製不要)

保存条件

-20℃で2年間


(室温の場合 6ヶ月間、4℃の場合 12ヶ月間保存できます。)

■ HyperLadder I / 1kb

Cat.No. BIO-33025 入 数 200回 キャンペーン 価格 (税抜) ¥9,000

● HyperLadder IV / 100bp

Cat.No. BIO-33029 λ 纱ケ 200回 キャンペーン 価格(税抜) ¥14,000



New FastGene BLUE Star PLUS

& Fast Gene

タンパク分子量マーカー (プレステインド)

- ・識別しやすい三色カラー
- 非常にシャープで見易いバンド
- ・Ready-to-Use 融解してすぐ使用可能

仕様 分子量範囲: 5~245kDa (Tris-Glycine バッファーを使用した場合)

バンド数:13本


【 保存条件 】 −20℃で1年間(4℃の場合、3ヶ月間保存できます。)

使用方法 1. 室温、または数分間37~40℃(ボイル不可)でインキュベートし、完全に溶解する

- 2. 均一になるよう十分に混合する
- 3. ミニゲルでのアプライ量の目安は以下のとおり
  - ・ミニゲル(10ウェル): 1ウェルあたり $5\mu$ I(ブロッティングの場合 $2\sim3\mu$ I)
  - ・ミニゲル (15ウェル): 1ウェルあたり3 $\mu$ I (ブロッティングの場合2~3 $\mu$ I)



\* ミニゲル1レーンあたり5µI使用した場合



FastGene BLUE Star Protein-Ladder

& Fast Gene"

タンパク分子量マーカー (プレステインド)

- ・識別しやすい三色カラー
- 非常にシャープで見易いバンド
- ・Ready-to-Use 融解してすぐ使用可能

仕様 分子量範囲:10~180kDa(Tris-Glycineバッファーを使用した場合)

バンド数:10本

【 保存条件 】 −20℃で1年間(4℃の場合、3ヶ月間保存できます。)

- 使用方法 1. 室温、または数分間37~40℃ (ボイル不可)でインキュベートし、完全に溶解する 2. 均一になるよう十分に混合する
  - 3. ミニゲルでのアプライ量の目安は以下のとおり
    - ・ミニゲル(10ウェル): 1ウェルあたり $5\mu$ I(ブロッティングの場合 $2\sim3\mu$ I)
    - ・ミニゲル (15ウェル): 1ウェルあたり3 $\mu$ I (ブロッティングの場合2~3 $\mu$ I)

| Cat.No. |             | NE-MWP03     |
|---------|-------------|--------------|
| Л       | 数           | 100回 (500μΙ) |
| キャン価格   | ペーン<br>(税抜) | ¥9,900       |

Cat.No. NE-MWP03-8 800回 〈500µl×8本〉 数 キャンペーン 価格(税抜) ¥74,000

\* ミニゲル1レーンあたり5µI使用した場合



2013年9月1日、ホームページが新しく生まれ変わりました!

http://www.n-genetics.com

日頃弊社ホームページをご覧いただいている皆様に、各種情報を分かりやすくお伝えできるよう工夫をこらしました。

ポイント

検索機能の充実

ポイント2

各種資料の ダウンロードページ ポイント3 製品詳細ページの 見やすさ


ポイント4

コンテンツの充実

消耗品







# One Touch フィルターチップ

史上初!未体験の柔らかフィット!















Cat.No. 10320 数 96本×10ラック ¥8,500




10350 Cat.No. 96本×10ラック ¥8,500

50-1250µl

10380 Cat.No. 96本×8ラック 数 キャンペーン 価格 (税抜) ¥8,500

適合ピペット ギルソン, エッペンドルフ, フィンピペット, バイオヒット, HTL など

特許出願中















| Cat.No. | 容量       |                | Color | 入数              | キャンペーン価格(税抜) |
|---------|----------|----------------|-------|-----------------|--------------|
|         |          |                | COIOI | * ****          |              |
| 70500   | 10μΙ     | ロングリーチタイプ      | _     | 3,840本          | ¥9,800       |
| 70510   | 200μ۱    |                |       | 3,840本          | ¥9,200       |
| 70520   | اμ002    |                | 0     | 3,840本          | ¥9,200       |
| 70530   | 300μΙ    |                |       | 3,840本          | ¥11,880      |
| 70540   | 1000μΙ   | ロングタイプ         |       | 3,072本          | ¥11,880      |
| ローバイン   | ディング(低吸剤 | 着)タイプ ※1000μlタ | イプはこ  | ざいません。          |              |
| 70600   | 10μΙ     | ロングリーチタイプ      |       | 3,840本          | ¥11,750      |
| 70610   | الر200   |                |       | 3,840本          | ¥10,700      |
| 70620   | 300μΙ    |                | •     | 3,840本          | ¥12,600      |
| スターター   | キット      |                |       |                 |              |
| 70700   | 10μΙ     | ロングリーチタイプ      |       | 960本+空ラック (10個) | ¥3,500       |
| 70710   | الر200   |                |       | 960本+空ラック (10個) | ¥3,500       |
| 70720   | الر200   |                | 0     | 960本+空ラック (10個) | ¥3,500       |
| 70730   | 300μΙ    |                |       | 960本+空ラック (10個) | ¥3,500       |
| 70740   | 1000μΙ   | ロングタイプ         | •     | 768本+空ラック (8個)  | ¥3,500       |
| 空ラック    |          |                |       |                 |              |
| 71000   | 10μΙ、200 | )μΙ、300μΙ用空ラック | ל     | 24個             | ¥4,600       |
| 71010   | 1000年1月2 | <br>≌ラック       |       | 16個             | ¥3,920       |
|         | レ :イエロ-  | _              |       |                 |              |

- ・エコロジー設計で廃棄物削減
- ・ローバインディング (低吸着) タイプもございます。

### 包装単位

3,840本= (96本×5段積×2)×4パック 3,072本= (96本×4段積×2)×4パック

・スターターキット

ヒンジタイプの空ラックが付いています 960本 (96本×5段積×2)+空ラック (10個) 768本 (96本×4段積×2)+空ラック (8個)

# Low-Binding Tip 〈低吸着チップ〉





















### マルチ ウルトラ ジー MulTI Ultra G

| キャンペーン 価格 (税抜) |   | ¥24,000   |
|----------------|---|-----------|
| 入              | 数 | 96本×50ラック |
| Cat.No.        |   | 23571T    |

マルチ マイクロリーチ チップ MulTI MicroReach Tip

Cat.No. 37661T 数 96本×50ラック キャンペーン 価格(税抜) ¥29,800

### Standardization Tip

Cat.No. 15671T 数 96本×50ラック キャンペーン 価格 (税抜) ¥23,000

### マルチ フィット チップ MulTI Fit Tip ・目盛りなし

Cat.No. 10231T 数 100本×50ラック キャンペーン 価格(税抜) ¥24,000

・ポリプロピレン

適合ピペット

ギルソン, バイオヒット, エッペンドルフ, ニチリョー など

消耗品



# PCR チューブ









0.2ml シングル PCR チューブ





0.2ml 8連 PCR チューブ+キャップ



● ドームキャップ

Cat.No. FG-028DC 120ストリップ/袋 ¥4.700

● ドームキャップ

Cat.No. FG-0028DC/SE 数 12ストリップ/袋×10袋(整列包装) ¥5.500



● フラットキャップ

Cat.No. FG-028FC 入数 120ストリップ/袋 キャンペーン 価格 (税抜) ¥4,700

Cat.No. FG-0028FC/SE 12ストリップ/袋×10袋 (整列包装) キャンペーン 価格 (税抜) ¥5,500

## 0.2ml キャップー体型 8連PCRチューブ













### ● ドームキャップ

| Cat.No.   |             | FG-088WD   |
|-----------|-------------|------------|
| 入         | 数           | 120ストリップ/袋 |
| キャン<br>価格 | バーン<br>(税抜) | ¥5,200     |

### ● ドームキャップ

| キャン価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥6,200               |  |
|-------|-------------|----------------------|--|
| 入     | 数           | 12ストリップ/袋×10袋 (整列包装) |  |
| Cat   | .No.        | FG-0088WD/SE         |  |



### ● フラットキャップ

| Cat.No.   |             | FG-088WF   |
|-----------|-------------|------------|
| λ         | 数           | 120ストリップ/袋 |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥5,200     |

### ● フラットキャップ

|     |  | FG-0088WF/SE<br>12ストリップ/袋×10袋(整列包装) |
|-----|--|-------------------------------------|
| キャン |  | ¥6 200                              |

### FastGeneのPCRチューブは・・・

### ● シングルチューブ



書き込みスペースあり

● 8連PCRチューブ+キャップ



書き込みスペースあり








チューブ・キャップともにA  $\sim$  Hまでの刻印がされています。 キャップはA側に穴開きがあるので、それが目印となりコンタミネーション防止に役立ちます。

### 整列包装とは・・・

8連タイプには整列包装もご用意しております。 チューブが袋の中で乱雑にならず、変形などの心配がありません。





5束重ね×2列 1束=12個重ね

キャップ一体型 8連PCRチューブ

消耗品

Otitude®















### FRAME*star*® 96well PCR プレート〈黒印字〉

- ・ 外枠の立上りのない設計 (補強用のリブ)により、フィルムによる シールを容易に行なう事が出来ます。
- ・反りやゆがみがない堅牢な FRAMEStar 設計でできています。
- 黒印字

Cat.No. 4Ti-0770/C 数 50枚/箱 ¥11,000 @¥220

**FRAME***star*®

ポリカーボネートを含む特殊樹脂製の『丈夫なフレーム』とポリプロピレン製の『肉薄なウェル』を組み合わせて成型しています。 FrameStar PCR plates are covered by one or more of the following U.S.patents or their foreign counterparts, owned by Eppendorf AG: US Patent Nos. 7,347,977 and 6,340,589.

















### フラスコ

- 透明なポリスチレン製
- ・優れた細胞接着性と増殖性
- 積み重ね易い安定構造
- ・Ventキャップには $0.2\mu m$ のPTFE膜が付いており、効率的なガス交換とコンタミネーション 防止の両立を可能にします。



### ● 培養面積: 25cm², 容量: 5-7ml (トライアングル型)

| Cat.No. | キャップ形状   | 包装単位    | 入数   | キャンペーン価格(税抜)   |
|---------|----------|---------|------|----------------|
| TR6000  | Vent     | 10個×20袋 | 200個 | ¥14,000 @¥70.0 |
| TR6001  | NON Vent | 20個×25袋 | 500個 | ¥29,600 @¥59.2 |

### ● 培養面積: 75cm², 容量: 15-22.5ml (トライアングル型)

| Cat.No. | キャップ形状   | 包装単位   | 入数   | キャンペーン価格(税抜)    |
|---------|----------|--------|------|-----------------|
| TR6002  | Vent     | 5個×20袋 | 100個 | ¥12,000 @¥120.0 |
| TR6003  | NON Vent | 5個×20袋 | 100個 | ¥10,600 @¥106.0 |

#### ● 培養面積: 162cm², 容量: 32-48ml (改良トライアングル型)

| · HMMIX |          | (50,50,1 |     |                |
|---------|----------|----------|-----|----------------|
| Cat.No. | キャップ形状   | 包装単位     | 入数  | キャンペーン価格(税抜)   |
| TR6004  | Vent     | 5個×5袋    | 25個 | ¥6,500 @¥260.0 |
| TR6005  | NON Vent | 5個×5袋    | 25個 | ¥5,900 @¥236.0 |



## ディッシュ

- 透明なポリスチレン製
- ・優れた細胞接着性と増殖性
- 積み重ね易い安定構造
- ・フタがガス交換しやすい構造





| Cat.No. | 培養面積               | 仕様 (直径×高さ) | 包装単位    | 入数   | キャンペーン価格(税抜)   |
|---------|--------------------|------------|---------|------|----------------|
| TR4000  | 8cm <sup>2</sup>   | 35×10mm    | 20枚×25袋 | 500枚 | ¥8,650 @¥17.3  |
| TR4001  | 21cm <sup>2</sup>  | 60×15mm    | 20枚×25袋 | 500枚 | ¥10,300 @¥20.6 |
| TR4002  | 55cm <sup>2</sup>  | 100×20mm   | 20枚×25袋 | 500枚 | ¥19,500 @¥39.0 |
| TR4003  | 148cm <sup>2</sup> | 150×25mm   | 5枚×12袋  | 60枚  | ¥6,500 @¥108.3 |

### Trueline



## プレート

- 透明なポリスチレン製
- ・優れた細胞接着性と増殖性
- ・ウェルに識別番号の記載あり
- ・フタがガス交換しやすい構造













ウェルに識別番号 の記載あり

| Cat.No. | 培養面積         | 仕様     | 入数  | キャンペーン価格(税抜) |
|---------|--------------|--------|-----|--------------|
| TR5000  | 9.5cm² /ウェル  | 6well  | 50枚 | ¥6,500 @¥130 |
| TR5001  | 3.8cm² /ウェル  | 12well | 50枚 | ¥6,900 @¥138 |
| TR5002  | 1.9cm² /ウェル  | 24well | 50枚 | ¥7,500 @¥150 |
| TR5003  | 0.32cm² /ウェル | 96well | 50枚 | ¥7,000 @¥140 |

### Trueline



### 遠心管

- ・ポリプロピレン (チューブ)
- ・高密度ポリエチレン (キャップ)
- ・滅菌済 (ガンマ線滅菌) と未滅菌タイプ があります
- バルク包装とラック包装があります
- ・フラットキャップ
- •許容遠心力 15ml:8,000 × G 50ml: 10,000 × G









True[ine

### ● 15ml

| Cat.No. | 滅菌 梱包 | 包装単位      | 入数    | キャンペーン価格(税抜)   |
|---------|-------|-----------|-------|----------------|
| TR2000  | ○ ラック | 50本×10ラック | 500本  | ¥8,900 @¥17.8  |
| TR2001  | ○ バルク | 50本×10袋   | 500本  | ¥8,000 @¥16.0  |
| TR2002  | × バルク | 125本×10袋  | 1250本 | ¥16,600 @¥13.3 |

### ● 50ml

| Cat.No. | 滅菌 梱包 | 包装単位      | 入数   | キャンペーン価格(税抜)   |
|---------|-------|-----------|------|----------------|
| TR2003  | ○ ラック | 25本×20ラック | 500本 | ¥11,300 @¥22.6 |
| TR2004  | ○ バルク | 50本×10袋   | 500本 | ¥10,000 @¥20.0 |
| TR2005  | × バルク | 60本×10袋   | 600本 | ¥9,000 @¥15.0  |

# プラスチックピペット Trueline

- ペーパー/プラスチック包装
- 一体成形モデル
- ポリスチレン製
- 綿栓付き

| Cat.No. | 全長    |
|---------|-------|
| TR3000  | 271mm |
| TR3001  | 271mm |
| TR3002  | 294mm |
| TR3003  | 294mm |
| TR3004  | 297mm |











| Cat.No. | 容量   | マイナス目盛 | 入数   | キャンペーン価格(税抜)  |
|---------|------|--------|------|---------------|
| TR3000  | 1ml  | 0.3ml  | 500本 | ¥6,500 @¥13.0 |
| TR3001  | 2ml  | 0.4ml  | 500本 | ¥6,500 @¥13.0 |
| TR3002  | 5ml  | 3ml    | 250本 | ¥5,700 @¥22.8 |
| TR3003  | 10ml | 3ml    | 200本 | ¥4,580 @¥22.9 |
| TR3004  | 25ml | 2.6ml  | 100本 | ¥4,800 @¥48.0 |

### クライオバイアル

### Trueline

- ・ポリプロピレン
- 自立型
- ・ジップロックバッグ
- 広い書き込みスペース















インナーキャップ

アウターキャップ

### ● インナーキャップ (内ネジ)

| ( | Cat.No. | 容量    | 底形状   | 入数   | キャンペーン価格(税抜)   |
|---|---------|-------|-------|------|----------------|
|   | TR7000  | 1.2ml | コニカル底 | 500本 | ¥11,000 @¥22.0 |
|   | TR7001  | 2.0ml | 丸底    | 500本 | ¥11,000 @¥22.0 |

#### ● アウターキャップ (外ネジ)

|         |       | ,   |      |                |
|---------|-------|-----|------|----------------|
| Cat.No. | 容量    | 底形状 | 入数   | キャンペーン価格(税抜)   |
| TR7002  | 2.0ml | 丸底  | 500本 | ¥11,000 @¥22.0 |
| TR7003  | 5.0ml | 丸底  | 500本 | ¥11,800 @¥23.6 |

## スクレーパー& セルリフター

Trueline

- ハンドル部はポリスチレン
- ・ブレードは細胞の破損を最小限に抑える構造
- ハンドル部分はポリスチレン、 ブレード部分は低密度ポリエチレン <LDPE>







### ● スクレーパー

| Cat.No. | ブレード長さ | ハンドル長さ | 入数   | キャンペーン価格(税抜)  |
|---------|--------|--------|------|---------------|
| TR9000  | 1.8cm  | 25cm   | 100本 | ¥12,000 @¥120 |
| TR9001  | 3.0cm  | 39cm   | 100本 | ¥14,500 @¥145 |

### ● セルリフター

| Cat.No. | ブレード長さ | ハンドル長さ | 入数   | キャンペーン価 | i格(税抜) |
|---------|--------|--------|------|---------|--------|
| TR9002  | 1.9cm  | 18cm   | 150本 | ¥9,000  | @¥60   |

消耗品

### μ-Plate 24well

### 高細胞接着性プレート

- ibiTreatによる高い細胞接着性
- ・プレート底は共焦点顕微鏡に使用可能な、薄いプラスチックフィルム ⇒ibidi社独自のプラスチックフィルムを使用(ガラスと同等の光学性能、低い自家蛍光)
- ・化合物スクリーニングや、トランスフェクションアッセイに使用可能

#### **アプリケーション**


- ・セルベースアッセイ
- ・各種 蛍光検出アッセイ
- ・ケミルミネッセンスアッセイ
- 比較検出アッセイ





\*接着細胞用表面処理 \*\*接着細胞用には適切なコーティングを行ってください。









| 底面厚                | 175µm                     |
|--------------------|---------------------------|
| 屈折率                | 1.517                     |
| アッベ数               | 56                        |
| 耐熱温度               | 60℃以下                     |
| サイズ (L×W×H 〈フタなし〉) | 127.7×85.5×22.5 (20.5) mm |
| 各ウェルの深さ            | 18.5 mm                   |
| ウェル間の距離            | 19.0 mm                   |
| 各ウェルのサイズ           | 15.5 mm (直径)              |
| 各ウェルの培養エリア         | 1.90 cm <sup>2</sup>      |
| 各ウェルのコーティング総面積     | 4.30 cm² (1000µl使用時)      |
| 各ウェルの容量            | 1000 µІ                   |
| ウェル内の均一性           | ± 10 μm                   |
| プレート全体の均一性         | ± 25 μm                   |

### μ-Plate 96well

### 高細胞接着性プレート

- ibiTreatによる高い細胞接着性
- ・プレート底は共焦点顕微鏡に使用可能な、薄いプラスチックフィルム ⇒ibidi社独自のプラスチックフィルムを使用(ガラスと同等の光学性能、低い自家蛍光)
- ・化合物スクリーニングや、トランスフェクションアッセイに使用可能

### (アプリケーション)

- ・セルベースアッセイ
- ・各種 蛍光検出アッセイ
- ・ケミルミネッセンスアッセイ
- ・比較検出アッセイ



ib89626 Cat.No. 数 15枚 ibiTreat\* 価格(税抜) ¥60,000

Cat.No. ib89621 数 15枚 未コーティング\*\* 価格(税抜) ¥60,000

\*接着細胞用表面処理 \*\*接着細胞用には適切なコーティングを行ってください。





| 底面厚                | 175µm                     |
|--------------------|---------------------------|
| 屈折率                | 1.517                     |
| アッベ数               | 56                        |
| 耐熱温度               | 60℃以下                     |
| サイズ (L×W×H 〈フタなし〉) | 127.7×85.5×17.2 (15.0) mm |
| 各ウェルの深さ            | 13.0 mm                   |
| ウェル間の距離            | 9.1 mm                    |
| 各ウェルのサイズ           | 7.3×7.3 mm (タテ×ヨコ)        |
| 各ウェルの培養エリア         | 0.55 cm <sup>2</sup>      |
| 各ウェルのコーティング総面積     | 2.35 cm² (300µl使用時)       |
| 各ウェルの容量            | 300 µl                    |
| ウェル内の均一性           | ± 5 μm                    |
| プレート全体の均一性         | ± 25 μm                   |
|                    |                           |

# νεν μ -Plate Angiogenesis 96well

### 血管新生研究用のプレート


- SBS規格に対応
- ・ 1ウェルあたりに必要なゲル容量は $10\mu$ Iですのでハイスループットアプリケーションにおいて、 コストパフォーマンスにもすぐれます
- ・凸凹がなく、鮮明に観察できます
- どの細胞も一つの焦点面で観察できます
- ・ 低解像度な顕微鏡観察にも対応








\*接着細胞用表面処理









| ウェル数              | 96                            |
|-------------------|-------------------------------|
| サイズ (L×W)         | 127.7×85.5 mm                 |
| 高さ (フタあり/フタなし)    | 16.6/14.4 mm                  |
| ウェル間の距離           | 9.0 mm                        |
| インナーウェルの容量        | 10 μΙ                         |
| インナーウェルの径         | 4 mm                          |
| アッパーウェルの容量        | 70 μΙ                         |
| アッパーウェルの径         | 5 mm                          |
| 各インナーウェルの培養エリア    | 0.125 cm²                     |
| 各インナーウェルのコーティング面積 | 0.23 cm <sup>2</sup>          |
| Well clearance    | 1.0 mm                        |
| Bottom            | ibidi Standard Bottom (180μm) |

## νω μ -Slide 2well



マイクロスライド 2 ウェル

### 仕 様

- 各ウェルの容量 : 1500 ul 各ウェルの培養エリア: 4.8cm<sup>2</sup> • 表面処理 : ibiTreat
  - (接着細胞用表面処理)







#### μ-Slide 2 well

| Cat.No.        |   | ib80286       |
|----------------|---|---------------|
| 入              | 数 | 15枚/箱         |
| キャンペーン 価格 (税抜) |   | ¥11,900 @¥793 |

### . ... Slide 2 well Ph+

|       |             | ib80296         |  |  |
|-------|-------------|-----------------|--|--|
| 入     | 数           | 15枚/箱           |  |  |
| キャン価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥20,000 @¥1,333 |  |  |

### New μ -Slide 4well



マイクロスライド 4 ウェル

#### 仕 様

- 各ウェルの容量 :700µI 各ウェルの培養エリア: 2.2cm²
- 表面処理 : ibiTreat







### μ-Slide 4 well

|                 |         | ベーン | ¥11,900 @¥793 |
|-----------------|---------|-----|---------------|
| Cat.NO. 1000420 | λ       | 数   | 15枚/箱         |
| Cat.No. ib80426 | Cat.No. |     | ib80426       |

#### μ-Slide 4 well Ph+

| Cat       | .No.        | ib80446         |
|-----------|-------------|-----------------|
| 入         | 数           | 15枚/箱           |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥20,000 @¥1,333 |

### µ -Slide 8well (免疫蛍光染色)



マイクロスライド 8 ウェル

### 仕 様

- 各ウェルの容量 :3007/ 各ウェルの培養エリア:1.0cm<sup>2</sup>
- 表面処理 : ibiTreat
  - (接着細胞用表面処理)







Cat.No. ib80826 数 15枚/箱 ¥11,900 @¥793


micro-Insert 4well (共培養細胞観察)

### 細胞個別培養 ⇒ 共培養脱着容器

- ・インサート底面が培養容器に接着します。
- ・4種類の細胞 (条件)で共培養が出来ます。
- 貴重なプライマリー細胞の小容量(10µI) での培養にも適します。



- せ 様 ・各ウェルの容量:10μl ・観察エリア:0.03c
  - : 0.03cm<sup>2</sup> ×4 • 表面処理 : ibiTreat
    - (接着細胞用表面処理)



micro-Insert 4well



● Dishセット (micro-Insert 4well + μ-Dish35m, High), 容量: 2ml シリコン製インサートと $\mu$ -Dishのセットです。細胞培養に最適です。

| Cat.No. |             | ib80406         |
|---------|-------------|-----------------|
| 入       | 数           | 30セット/箱         |
| キャン価格   | ペーン<br>(税抜) | ¥38,200 @¥1,273 |

### μ -Dish (タイムラプス)



### 細胞培養用プラスチックフィルムボトムディッシュ

### Low (低ウェル壁)

- ・広いエリアにアクセス可能 (培地量~800 µl)
- ・パッチクランプやマイクロインジェクションに!

#### High (高ウェル壁)

- ・2mlまでの培地が使用可能
- 長期間培養に最適



• 直径:35mm • 培養エリア:3.5cm<sup>2</sup> • 観察エリア:21mm

### EOG ガス滅菌

### μ-Dish35mm Low, 容量: 800μl

| Cat.No. | 表面処理      | 包装単位  | キャンペーン価格(税抜)  |
|---------|-----------|-------|---------------|
| ib80136 | ibiTreat* | 60個/箱 | ¥31,500 @¥525 |
| ib80131 | 未コーティング** | 60個/箱 | ¥31,500 @¥525 |

### ● µ-Dish35mm High, 容量:2ml

| 1 | Cat.No. | 表面処理      | 包装単位  | キャンペーン価格(税抜)  |
|---|---------|-----------|-------|---------------|
|   | ib81156 | ibiTreat* | 60個/箱 | ¥31,500 @¥525 |
|   | ib81151 | 未コーティング** | 60個/箱 | ¥31,500 @¥525 |

\*接着細胞用表面処理 \*\*接着細胞用には適切なコーティングを行ってください。



Culture-Insert

### Culture-Insert (創傷治癒)

細胞個別培養 ⇒ 共培養脱着容器

- ・インサート底面が培養容器に接着します。
- ・創傷治癒 (wound healing)研究に最適

- 各ウェルの容量 : 70µI
- 観察エリア :0.22cm2×2



● Culture-Insert (シリコン製インサートのみ)



● Dishセット (Culture-Insert +  $\mu$ -Dish35mm, High), 容量: 2ml シリコン製インサートと $\mu$ -Dishのセットです。細胞培養に最適です。

| Cat   | .No.        | ib81176         |
|-------|-------------|-----------------|
| 入     | 数           | 30セット/箱         |
| キャン価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥33,000 @¥1,100 |

表面処理:ibiTreat (接着細胞用表面処理)

消耗品

### プラスチックピペット 1~25ml

- ペーパー/プラスチック包装
- 一体成形モデル
- ポリスチレン製
- 綿栓付き






| TR3001 2ml 0.4ml 271mm 1.8~2.2mm 500本 ¥6,50  | ノ価格(税抜) | キャンペーン値 | 入数   | 先端内径      | 全長    | マイナス目盛 | 容量   | Cat.No. |
|--|---------|---------|------|-----------|-------|--------|------|---------|
|  | @¥13.0  | ¥6,500  | 500本 | 1.3~1.8mm | 271mm | 0.3ml  | 1ml  | TR3000  |
| TP3002 5ml 2ml 204mm 14-20mm 250* ¥5.70      | @¥13.0  | ¥6,500  | 500本 | 1.8~2.2mm | 271mm | 0.4ml  | 2ml  | TR3001  |
| 113002 3111 2941111 1.4° 2.011111 2304 +3,70 | @¥22.8  | ¥5,700  | 250本 | 1.4~2.0mm | 294mm | 3ml    | 5ml  | TR3002  |
| TR3003 10ml 3ml 294mm 1.6~2.4mm 200本 ¥4,58   | @¥22.9  | ¥4,580  | 200本 | 1.6~2.4mm | 294mm | 3ml    | 10ml | TR3003  |
| TR3004 25ml 2.6ml 297mm 2.3~3.5mm 100本 ¥4,80 | @¥48.0  | ¥4,800  | 100本 | 2.3~3.5mm | 297mm | 2.6ml  | 25ml | TR3004  |

### True<u>line</u>

## RF3000<sup>TM</sup> 電動ピペッター

- ・スピードコントロールは本体を持ったまま、親指でボタンを押して簡単操作可能
- ・パワフルなモーターと軽量なエルゴノミック (人間工学に基づいた)デザイン
- ・充電式 (リチウムイオン)電池1個搭載 (連続使用約20時間)

交換フィルター (3個)、1mlピペット用ノズルアダプター (1個)、交換ノーズコーン (全5色1セット) ベンチスタンド、マグネット付き壁掛けホルダー、電源アダプター



### ■ 別売オプション (キャンペーン対象外)

| Cat.No.     |                                  | 包装単位        | 価格(税抜)  |
|-------------|----------------------------------|-------------|---------|
| HS5000RFFIL | 交換フィルター (疎水性、0.45μm)             | 1セット (5個入り) | ¥6,400  |
| HS300501    | 交換電源アダプター                        | 1個          | ¥14,000 |
| HS300502    | 交換 (リチウムイオン)充電池                  | 1個          | ¥7,300  |
| HS5000RFRP  | 交換ピペットアダプター(シリコン製)               | 1個          | ¥4,700  |
| HS300504    | 交換ノーズコーン(ブルー、ライム、シャムロック、ティール、ライラ | ック)5個       | ¥14,000 |



### VWR 15

### プラスチックピペット 5~50ml

- 2方向の目盛とマイナス目盛が付いています。
- 容量を識別できるように色別されています。
- 精度は全量で±2%です。











### ● オールプラスチックの個別包装

| Cat.No.   | 容量    | 目盛    | カラーコード                 | 包装単位 | キャンペーン価格(税抜)   |
|-----------|-------|-------|------------------------|------|----------------|
| 89130-886 | 5ml   | 0.1ml | <ul><li>Blue</li></ul> | 200本 | ¥6,500 @¥32.5  |
| 89130-888 | 1 Oml | 0.1ml | Orange                 | 200本 | ¥6,500 @¥32.5  |
| 89130-890 | 25ml  | 0.2ml | Red                    | 200本 | ¥15,000 @¥75.0 |

### ● ペーパー/プラスチックの個別包装

| ・ハーノングの個別已扱 |       |        |                          |      |                |
|-------------|-------|--------|--------------------------|------|----------------|
| Cat.No.     | 容量    | 目盛     | カラーコード                   | 包装単位 | キャンペーン価格(税抜)   |
| 89130-896   | 5ml   | 0.1ml  | ●Blue                    | 200本 | ¥6,400 @¥32.0  |
| 89130-898   | 1 Oml | 0.1ml  | Orange                   | 200本 | ¥7,200 @¥36.0  |
| 89130-900   | 25ml  | 0.25ml | Red                      | 200本 | ¥15,000 @¥75.0 |
| 89130-902   | 50ml  | 1.0ml  | <ul><li>Purple</li></ul> | 100本 | ¥25,000 @¥250  |



### 遠心管

**True**Jine

ow Scientific La

- ・ポリプロピレン (チューブ)
- ・高密度ポリエチレン (キャップ)
- ・滅菌済 (ガンマ線滅菌) と未滅菌タイプがあります
- バルク包装とラック包装があります
- ・フラットキャップ
- ・許容遠心力 15ml:8,000 × G 50ml: 10,000 × G















### ● 15ml

| •       |    |     |           |       |                |
|---------|----|-----|-----------|-------|----------------|
| Cat.No. | 滅菌 | 梱包  | 包装単位      | 入数    | キャンペーン価格(税抜)   |
| TR2000  | 0  | ラック | 50本×10ラック | 500本  | ¥8,900 @¥17.8  |
| TR2001  | 0  | バルク | 50本×10袋   | 500本  | ¥8,000 @¥16.0  |
| TR2002  | ×  | バルク | 125本×10袋  | 1250本 | ¥16,600 @¥13.3 |

#### ● 50ml

| • |    |     |           |      |                |
|---|----|-----|-----------|------|----------------|
| Cat.No.                                 | 滅菌 | 梱包  | 包装単位      | 入数   | キャンペーン価格(税抜)   |
| TR2003                                  | 0  | ラック | 25本×20ラック | 500本 | ¥11,300 @¥22.6 |
| TR2004                                  | 0  | バルク | 50本×10袋   | 500本 | ¥10,000 @¥20.0 |
| TR2005                                  | ×  | バルク | 60本×10袋   | 600本 | ¥9,000 @¥15.0  |



# Pop-Up™ Rack 〈15ml/50ml遠心管用〉

- 15mlと50mlチューブを収納可能
- 閉じた状態でも開いた状態でも積み重ね可能
- ポリプロピレン製
- 寸法: 開いた時 255×137×72mm (W×D×H) 閉じた時 255×137×21mm (W×D×H)



| Cat.No. |   | HS24320B  |  |  |
|---------|---|-----------|--|--|
| 入       | 数 | 2個 ⟨●ブルー⟩ |  |  |







20,000xG

耐性!



### FastGene 遠心管(バルク包装)

キャップ上部にも書き込みが容易なフロスト仕上げです。

・推奨使用温度範囲:-80℃~121℃

・エンドトキシンレベル <0.25EU/ml以下

・許容遠心力: 20,000×G

・材 質 チューブ:ポリプロピレン

キャップ:高密度ポリエチレン

・サイズ 15ml: φ17×118mm 50ml: φ30×114mm

















#### 15ml



### ● 50ml

Cat.No. FG200 数 200本 〈20本×10〉 キャンペーン 価格 (税抜) ¥4,500 @¥22.5



消耗品

## Proline® 容量可変式手動ピペッター〈シングル&マルチチャンネル〉









### ● シングルチャンネルピペット

| Cat.No.  | 容量範囲(μ1)  | 可変単位(µI) | キャンペーン価格(税抜) |
|----------|-----------|----------|--------------|
| BH720010 | 0.1-2.5   | 0.05     |              |
| BH720015 | 0.5-10    | 0.10     |              |
| BH720080 | 2-20      | 0.50     |              |
| BH720025 | 5-50      | 0.50     | ¥9,600       |
| BH720050 | 10-100    | 1.00     | ¥ 9,000      |
| BH720070 | 20-200    | 1.00     |              |
| BH720060 | 100-1000  | 5.00     |              |
| BH720110 | 1000-5000 | 50.00    |              |

### ● 8連マルチチャンネルピペット

| Cat.No.               | 容量範囲(µI) | 可変単位(µl) | キャンペーン価格(税抜) |
|-----------------------|----------|----------|--------------|
| BH720210              | 0.5-10   | 0.10     |              |
| BH720220<br>BH720250* | 5-50     | 0.50     | ¥36,000      |
| BH720240<br>BH720270* | 50-300   | 5.00     |              |

### ● 12連マルチチャンネルピペット

| したほそルナナヤンネルにベット       |        |      |         |  |  |  |
|-----------------------|--------|------|---------|--|--|--|
| BH720310              | 0.5-10 | 0.10 |         |  |  |  |
| BH720320<br>BH720350* | 5-50   | 0.50 | ¥46,000 |  |  |  |
| BH720340<br>BH720370* | 50-300 | 5.00 |         |  |  |  |

\*:ハードチップコーン付モデル(他社チップ用)



### FastGene チップ

適合ビベット ギルソン, エッペンドルフ, ニチリョー, バイオヒット など










| Cat.No.   | Color       |           | 包装単位         | キャンペーン価格(税抜) |
|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 10μΙ      |             |           |              |              |
| FG-102    |             | バルク       | 1,000本/袋     | ¥1,000       |
| FG-102R   |             | P.Pラック入り  | 96本×10ラック    | ¥3,300       |
| FG-102RS  | ◎ 滅菌済       | P.Pラック入り  | 96本×10ラック    | ¥4,000       |
| 200μI *FG | -301とFG-302 | 2のラックは形状だ | が違います。共用は出   | 来ません。        |
| FG-301    | •           | バルク       | 1,000本/袋     | ¥800         |
| FG-301R   | •           | P.Pラック入り  | 96本×10ラック    | ¥2,800       |
| FG-301RS  | ○ 〔滅菌済      | P.Pラック入り  | 96本×10ラック    | ¥3,500       |
| FG-302    | 0           | バルク       | 1,000本/袋     | ¥1,100       |
| FG-302R   | 0           | P.Pラック入り  | 96本×10ラック    | ¥3,300       |
| FG-302RS  | 滅菌済         | P.Pラック入り  | 96本×10ラック    | ¥3,800       |
| 1000μΙ    |             |           |              |              |
| FG-402    | •           | バルク       | 1,000本/袋     | ¥1,300       |
| FG-402R   | •           | P.Pラック入り  | 100本×10ラック   | ¥3,700       |
| FG-402RS  | ● [滅菌済      | P.Pラック入り  | 100本×10ラック   | ¥4,500       |
| ●: ナチュラル  | ○: イエロー     | ●:ブルー P.  | .P : ポリプロピレン |              |

## S Fast Gene









FG-402 (~1000 µI)



FG-102R FG-301R

FG-302R



FastGene セルセーバーチップ 〈先端広ロチップ〉

S Fast Gene"

- ・先端の口径が大きいので、傷つきやすい細胞を剪断せずにピペッティングします。
- ・バージンポリプロピレン

適合ビペット ギルソン, バイオヒット, レーニン, ニチリョー, エッペンドルフ など







| Cat.No.     |     |     | 包装単位       | キャンペーン価格 (税抜) |
|-------------|-----|-----|------------|---------------|
| 200 μΙ      |     |     |            |               |
| FG-FB205    |     | バルク | 1000本      | ¥2,300        |
| FG-FB205R   |     | ラック | 96本×10ラック  | ¥4,800        |
| FG-FB205RS  | 滅菌済 | ラック | 96本×10ラック  | ¥5,500        |
| 1000μΙ      |     |     |            |               |
| FG-FB1005   |     | バルク | 1000本      | ¥2,600        |
| FG-FB1005R  |     | ラック | 100本×10ラック | ¥6,600        |
| FG-FB1005RS | 滅菌済 | ラック | 100本×10ラック | ¥7,200        |

### 200µlタイプ



### 1000µlタイプ







### 水平型電気泳動システム 〈ハンディタイプパワーサプライ & ミ二電気泳動槽〉

- パーソナルユースにお勧め
- 軽量、コンパクト
- ・簡単ゲル作成 トレーにゲル溶液を添加するだけ



Cat.No. **MT-100P** お得パック (フルセット)

キャンペーン 価格(税抜) ¥36,000

### MP-100 ハンディタイプパワーサプライ

出力電圧 :50V/100V : 0.3kg 重量 最大電力 : 40W 出力端子 : 1組 安全機能 :無負荷検知機能 定格電圧 : 100-120V 動作環境 :室温~40℃ タイマー設定 : なし

サイズ :60×40×120mm (W×D×H)



材質 : ポリカーボネート :~130℃ 耐熱温度

外形寸法 : 136×188×58mm (W×D×H)


: 400ml バッファー容量

ゲルサイズ :50×83mm/105×83mm 厚さ最大10mm

安全機能 : フタがないと通電しません

#### コーム仕様 1ウェルあたりサンプル量 ウェル厚 ウェル幅

|   |       |       | (グル序5川川の場合)     |
|---|-------|-------|-----------------|
| Α | 1.0mm | 4.0mm | 20μΙ            |
| В | 1.5mm | 2.8mm | 21 <i>µ</i> I   |
| С | 1.0mm | 36mm  | 180μΙ           |
| D | 1.0mm | 17mm  | 85 <i>µ</i> I   |
| Е | 1.0mm | 3.0mm | 15 <i>µ</i> I   |
| F | 1.0mm | 6.0mm | 30μΙ            |
| G | 1.0mm | 6,5mm | 32.5 <i>µ</i> I |



& Fast Gene

## & Fast Gene

### FastGene ゲルカッタ-

- アガロースゲルから簡単にバンドの切り出しが可能です。
- ・ゲル重量は下記の表で簡単に計算できます。
- ・カッターヘッドサイズ:6×3mm
- 材質:ポリスチレン

| ゲル厚   | 2%アガロースゲル | 1%アガロースゲル |
|-------|-----------|-----------|
| 1.0cm | ~140mg    | ~130mg    |
| 0.8cm | ~120mg    | ~110mg    |
| 0.6cm | ~100mg    | ~90mg     |





| キャン | ペーン<br>(税抜) | ¥3.980 |  |
|-----|-------------|--------|--|
| 入   | 数           | 50個    |  |
| Cat | .No.        | FG-830 |  |

### FastGene

## Stay Cool Rack 〈冷却用〉

- ・-20℃で冷却しておけば、3~4時間は4℃を保持できます
- ・ ラック内部には保冷ゲルがあり、温度が7℃を超えると色が紫からピンクに 変化します

- ・ウェル数:96
- ・寸法 (W×D×H): フタ付き 99×141×44mm フタなし 99×141×38mm

| キャン価格 | パーン<br>(税抜) | ¥13,600  |  |
|-------|-------------|----------|--|
| 入     | 数           | 2個       |  |
| Cat   | .No.        | NE-FG-20 |  |
|       |             |          |  |



## Mini Bin™〈ホイルディスペンサー&アルミホイル〉

- ・使いたい時に、必要な分だけカット
- ・フタを押さえてカットする、安全構造
- ・アルミホイルの幅は二種類からお選び頂けます(※本体とアルミホイルは別売)
- 本体寸法: 19×10×12cm (W×D×H)
- ・アルミホイルの長さ:153m/巻

### ● ホイルディスペンサー

|   | Cat   | .No.        | HS23520A |  |
|---|-------|-------------|----------|--|
| I | 入     | 数           | 1台       |  |
|   | キャン価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥9,300   |  |

### ● アルミホイル (幅102mm)

| Cat.No.           | HS23534A |
|-------------------|----------|
| 入 数               | 1巻       |
| キャンペーン<br>価格 (税抜) | ¥1,700   |

#### ● アルミホイル (幅153mm)

| _         |             | HS23536A |  |
|-----------|-------------|----------|--|
| 入         | 数           | 1巻       |  |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥2,500   |  |



## 細胞培養ディッシュ

材質:ポリスチレン

• 細胞培養用親水処理済

• 観察の際に障害になる刻印が一切ありません。

• 培養面積: 56.7cm<sup>2</sup>

サイズ:100φ×20mm(外径:100φmm, 内径:90φmm)









Cat.No. FG-2090 数 240個〈10個×24袋〉

キャンペーン 価格 (税抜) ¥7,920 @¥33

### 未滅菌シリンジフィルター〈HPLC前処理用〉

HPLC分析試料の前処理&除粒子(液体用シリンジフィルター)

• 残液量が少なく、低吸着、低溶出



#### ● ナイロン製シリンジフィルター

| Cat.No.   | 孔径           | フィルター径        | 包装単位 | キャンペーン価格(税抜)  |
|-----------|--------------|---------------|------|---------------|
| SLNY1322N | $0.22 \mu m$ | 13mm <i>ф</i> | 100個 | ¥5,980 @¥59.8 |
| SLNY1345N | 0.45µm       | 13mm <i>ø</i> | 100個 | ¥5,980 @¥59.8 |
| SLNY2522N | 0.22µm       | 25mm <i>ф</i> | 100個 | ¥7,650 @¥76.5 |
| SLNY2545N | 0.45µm       | 25mm <i>ф</i> | 100個 | ¥7,650 @¥76.5 |

### ● 疎水性PTFE (四フッ化エチレン)シリンジフィルター

| Cat.No.    | 孔径           | フィルター径        | 包装単位 | キャンペーン価格(税抜)  |
|------------|--------------|---------------|------|---------------|
| SLPT1322NB | $0.22 \mu m$ | 13mm <i>ø</i> | 100個 | ¥6,800 @¥68.0 |
| SLPT1345NB | $0.45 \mu m$ | 13mm <i>ø</i> | 100個 | ¥6,800 @¥68.0 |
| SLPT2522NB | 0.22µm       | 25mm <i>ø</i> | 100個 | ¥8,500 @¥85.0 |
| SLPT2545NB | 0.45µm       | 25mm <i>ø</i> | 100個 | ¥8,500 @¥85.0 |

### ● 親水性PTFE (四フッ化エチレン)シリンジフィルター

| Cat.No.    | 孔径           | フィルター径        | 包装単位 | キャンペーン価格(税抜)    |
|------------|--------------|---------------|------|-----------------|
| SLPT1322NL | $0.22 \mu m$ | 13mm <i>ø</i> | 100個 | ¥9,600 @¥96.0   |
| SLPT1345NL | 0.45µm       | 13mm <i>ф</i> | 100個 | ¥9,600 @¥96.0   |
| SLPT2522NL | $0.22 \mu m$ | 25mm <i>ø</i> | 100個 | ¥11,000 @¥110.0 |
| SLPT2545NL | 0.45µm       | 25mm <i>ø</i> | 100個 | ¥11,000 @¥110.0 |



### ■ 親水性ナイロン (水系/非水系兼用)

水系・非水系溶媒での使い分けが不要です。一般的な試料の除 粒子に最適で高流量が特長です。半導体工業用水、アルコール 性飲料水など使用範囲に優れています。

- 疎水性PTFE (非水系&酸・アルカリ用) 強酸や強塩基試料のろ過に最適です。
- 親水性PTFE (水系/非水系&酸・アルカリ用) 親水性のため使用範囲が広いうえに強酸や強塩基試料のろ過に 最適です。

### 滅菌済PESシリンジフィルター〈FilStar〉

滅菌ろ過用 シリンジフィルター (加圧ろ過)

### 用途

ろ過滅菌 : 培地、アミノ酸、糖液、バクテリア、細胞片、

清澄ろ過 :染色液、指示薬、科学・放射化学

除粒子ろ過: ポリマー溶液、放射性液、エマルジョンオイル ・ハウジング: PP=ポリプロピレン 水、点眼液、添加剤、保存剤、SPF動物用水、 放射性薬剤など

・膜材質 : PES=ポリエーテルスルホン

孔径 : 0.22 µm. 0.45 µm





### ● PES製シリンジフィルター

| Cat.No.    | 孔径           | フィルター径        | 包装単位 | キャンペーン価格(税抜)  |
|------------|--------------|---------------|------|---------------|
| SLPES2522S | $0.22 \mu m$ | 25mm <i>ф</i> | 100個 | ¥14,500 @¥145 |
| SLPES2545S | $0.45 \mu m$ | 25mm <i>ф</i> | 100個 | ¥14,500 @¥145 |
| SLPES3322S | 0.22µm       | 33mm <i>ф</i> | 50個  | ¥12,750 @¥255 |
| SLPES3345S | 0.45µm       | 33mm <i>ф</i> | 50個  | ¥12,750 @¥255 |





Starlab



# ザルトラボ RF/BT シリーズ〈ボトルトップ吸引ろ過ユニット〉

sartorius



- ・独自に開発したPES膜は、低タンパク吸着・高流量を実現
- PS製のフラスコ付き (RF: レシーバーフラスコ) と割安なフラスコ無し (BT: ボトルトップ) の2種類を準備
- ・お手持ちのガラスビンにも適合可能 (受容器口径 45mm)
- ・エンドトキシンレベルは<0.25 EU/ml
- ・流量を最大限に確保する四角型メンブレン
- Flow方向を一定にして、流速効率を上げた同円心リブ構造型フィルターサポート
- 有効ろ過面積: 18cm² (150ml), 24cm² (250ml) 40cm2 (500ml), 62cm2 (1000ml)





### ザルトラボ RF

(レシーバーフラスコ付き,膜材質 PES)

| Cat.No. | 孔径           | 容量      | 包装単位 | キャンペーン価格(税抜) |
|---------|--------------|---------|------|--------------|
| 180C1E  | $0.22 \mu m$ | 150ml   | 12個  | ¥7,140       |
| 180C7E  | $0.22 \mu m$ | 250ml   | 12個  | ¥7,840       |
| 180C2E  | $0.22 \mu m$ | 500ml   | 12個  | ¥12,880      |
| 180C3E  | $0.22 \mu m$ | 1,000ml | 12個  | ¥15,960      |
| 180C8E  | 0.1 μm       | 1,000ml | 12個  | ¥15,960      |




#### ザルトラボ BT

(レシーバーフラスコ無し、膜材質 PES)

|         |              |         | ,    |              |
|---------|--------------|---------|------|--------------|
| Cat.No. | 孔径           | 容量      | 包装単位 | キャンペーン価格(税抜) |
| 180C4K  | $0.22 \mu m$ | 150ml   | 48個  | ¥26,600      |
| 180C5E  | 0.22µm       | 500ml   | 12個  | ¥10,080      |
| 180C6E  | 0.22µm       | 1,000ml | 12個  | ¥13,160      |







| 2500 —              |                  |       |        |      |     |     |     |
|---------------------|------------------|-------|--------|------|-----|-----|-----|
| 2000 —              | Sartolab 0.5L    |       |        |      |     |     |     |
| _ 1500              | Sartolab 1.0L    |       |        |      |     |     |     |
| Flow(ml/min) 1000 — | ♣ A社:1.0L        |       |        |      |     |     |     |
| 1000                | <b>≜</b> B社:1.0l | -]    | .,,    |      |     |     |     |
| 500 — · · · ·       |                  |       |        |      |     |     |     |
| 0                   |                  | •     |        |      |     |     |     |
| 0                   | 100 2            | 00 30 | 00 4   | 00 5 | 500 | 600 | 700 |
| ŭ                   | 2                |       | Vacuun |      |     |     |     |

# ミニザルト 〈滅菌用シリンジフィルター (加圧ろ過) 〉

sartorius

#### 仕 様 ]

・膜材質 : セルロースアセテート

:28mm フィルター径 ・有効ろ過面積:6.2cm<sup>2</sup> : 33mm : ルアースリップ 外径 • 出口形状





#### ■ 32.02/m

| Cat       | .No.        | 17597K |       |  |
|-----------|-------------|--------|-------|--|
| λ         | 数           | 50個    |       |  |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥8,200 | @¥164 |  |

#### ● 孔径: 0.45µm

| Cat   | .No.        | 17598K |       |  |
|-------|-------------|--------|-------|--|
| 入     | 数           | 50個    |       |  |
| キャン価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥8,200 | @¥164 |  |





0.2 µ m

0.45 µ m

# エレクトロポレーションキュベット

- ・バクテリア、酵母、昆虫、植物、哺乳類の細胞を使用した実験に最適
- ・再現性のある電気抵抗測定、滅菌検査を実施
- ・ほとんどのエレクトロポレーション装置に適合





| Cat.No.   | キャップ | 電極長 | GAP  | 包装単位 | キャンペーン価格(税抜) |
|-----------|------|-----|------|------|--------------|
| CP-EP-101 | 赤    | S   | 1 mm | 50個  | ¥14,000      |
| CP-EP-201 | 赤    | L   | 1 mm | 50個  | ¥14,000      |
| CP-EP-102 | 青    | S   | 2mm  | 50個  | ¥14,000      |
| CP-EP-202 | 青    | L   | 2mm  | 50個  | ¥14,000      |
| CP-EP-104 | 緑    | L   | 4mm  | 50個  | ¥14,000      |

※S=電極長1cm(サンプル回収が容易), L=電極長2cm

※サンプル回収用 先細Tip (サンプル)のご用意が可能です。(#28481-1)





特 集 試 薬 消耗品

# シールアプリケーター

#### & Fast Gene"

#### 仕 様 ]

- ウレタンゴム製
- オートクレーブ不可







## プレートシール (クリア) Adhesive PCR Seal

#### Otitude\*

**O**titude°

@titude\*

#### 仕 様 、

・サイズ :135mm×80mm

•使用温度範囲 :-20℃~+110℃

• アプリケーション: PCR • 粘着強度 : 強力

• ピアス (穴開け): 不可













#### プレートシール (クリア) **O**titude° Adhesive Microplate Seal

#### 仕 様

:135mm×80mm ・サイズ •使用温度範囲 :-20℃~+80℃

アプリケーション: 試料保存(水溶液) • 粘着強度 : 中程度





・ピアス (穴開け): 不可





キャンペーン 価格 (税抜) ¥5,600



## プレートシール (ホイル) Adhesive PCR Foil Seal

#### 仕 様

・サイズ : 135mm×80mm

・使用温度範囲 :-40℃~+120℃

アプリケーション: PCR・試料保存 • 粘着強度 : 強力

• ピアス (穴開け): 可能












Cat.No. 4Ti-0550 数 100枚 キャンペーン 価格 (税抜) ¥6,250



#### プレートシール (クリア) **A**titude° Q-Stick qPCR Adhesive Seal

#### 仕 様

・サイズ :135mm×80mm •使用温度範囲 :-20℃~+110℃

・アプリケーション: リアルタイムPCR (96ウェル専用)・ 蛍光検出

• 粘着強度 : 強力 ・ピアス (穴開け): 不可

















# プレートシール (クリア) qPCR Adhesive Seal

#### 仕 様

・サイズ : 140mm×77mm •使用温度範囲 :-40℃~+110℃

・アプリケーション:リアルタイムPCR (96ウェル又は 384ウェルプレート用)

• 粘着強度 : 強力 • ピアス (穴開け): 不可





























消耗品

# New Work2Store™ Expanding 保存ボックス (拡大可能)

Heathrow Scientific u.o

ありそうでなかった折りたたみ保存ボックス。 分注時には広げて操作、保存時には折りたたんでそのままフリーザーへ。 アメリカで大ヒット中の人気製品!

- 1.5/2.0mLマイクロチューブもしくは2.0mLまでのクライオチューブを64本収容可能
- しっかりフィットするフタ付なので持ち運び簡単
- ・拡大するとラックが8列に広がるので、ハンドリングミスやコンタミネーションを防止します
- セルフロッキング構造ではありません
- 積み重ね可能
- ・英数字印字あり
- •保存可能温度範囲:-80℃~121℃
- ・拡大時:310×128×33.5mm (L×W×H)
- 収容時: 133×133×53mm (フタ付·L×W×H)









- 1.5/2.0mLマイクロチューブを50本収容可能
- ・操作しやすいウェル間隔







- セルフロッキング構造(片手でキャップ開閉ができます)
- ・ポリカーボネート製
- オートクレーブ可能
- サイズ: 105×200×23mm (L×W×H)



4個 (●ブルー) ¥12,800

# 2013年9月1日、ホームページが新しく生まれ変わりました!

http://www.n-genetics.com

日頃弊社ホームページをご覧いただいている皆様に、各種情報を分かりやすくお伝えできるよう工夫をこらしました。





検索機能の充実

ポイント3

製品詳細ページの 見やすさ

各種資料の ダウンロードページ

ポイント4

コンテンツの充実



検索は

型

キーワード

# New 1.5/2.0mlチューブ用 チューブ保存ボックス

- ・マイクロチューブ/クライオチューブを100本収納
- ・スナップ部分は耐久性に優れ、フタがしっかり閉まります
- ・サイズ:141×151×57mm (L×W×H)









| Cat       | .No.        | HS120044 | 100well |
|-----------|-------------|----------|---------|
| 入         | 数           | 5個〈各色1個· |         |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥5,980   |         |

色: ●ブルー・●グリーン・●パープル・●イエロー・●オレンジ

# New 15~50ml チューブ用 ユニバーサルチューブラック

- ・直接チューブを入れるか、もしくはつまみを調節して穴の大きさを自由に変えられます。
- ・チューブをしっかりとホールドします
- ・胴径16~30mmまでのチューブを12本収容可能
- ポリプロピレン製
- ・サイズ:194×140×51mm (L×W×H)

| Cat.No.           | HS24330A | 12well |
|-------------------|----------|--------|
| 入 数               | 1個〈●ブルー〉 |        |
| キャンペーン<br>価格 (税抜) | ¥7,500   |        |







# New 1.5/2.0ml チューブ用

# Tough-Spots® チューブラベル

- ・溶剤や腐食性の薬品にも耐性があります
- ・カラーによる識別が可能
- ラベルサイズ: 直径13mm
- ・温度耐性:-196℃~+150℃



| Cat.No.        | HEAT-SPOTS-50 | _ |
|----------------|---------------|---|
| キャンペーン 価格 (税抜) | VE 000        |   |

| Cat   | .No.        | HEATSPOTS-50● |
|-------|-------------|---------------|
| 入     | 数           | 1000枚〈下記より選択〉 |
| キャン価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥5,900        |

※下記よりお選び頂き、アルファベット記号を●部分に記載しご注文下さい B=ブルー、C=コーヒー、D=ゴールド、G=グリーン、L=ラベンダー、M=マルーン、 O=オレンジ、P=ピンク、 R=レッド、S=シルバー、Y=イエロー





# New ラベルステーション

- アクリル製
- ・Tough-Spot®を6箱収容可能
- ・滑り止め付き底面
- 簡単な書き込み台、カッティングエッジあり
- 半透明ブルー
- ・サイズ: 280×89×120mm (W×D×H)

| Cat.    | No.        | HS23460 | _ |
|---------|------------|---------|---|
| 入       | 数          | 1個      | Т |
| キャン・価格( | ベーン<br>税抜) | ¥12,800 |   |




Heathrow Scientific LLC




特集試薬 消耗品

### サンプルの冷却・保管、サンプル調製時の分注台等に!

## オンアイスアルミブロック アルマイト加工済(防錆)



- ・氷に直接サンプルチューブが触れることなく冷却ができる為、水滴等によるコンタミネーションの心配がございません。
- 耐食性に優れ、長期使用に最適
- ・温度耐性:-196℃~121℃





| Cat.No.  |   | サイズ         | 入数 | キャンペーン価格 (税抜) |
|----------|---|-------------|----|---------------|
| EX-24TTV | 2.0ml保存チューブ用ブロック                        | 85×123×25mm | 1個 | ¥15,000       |
| EX-96WP  | 96ウェルハーフスカートPCRプレート専用                   | 85×130×25mm | 1個 | ¥20,000       |
| EX-96S   | 0.2mIPCRチューブ用ブロック                       | 85×123×25mm | 1個 | ¥15,000       |
| EX-24S   | 1.5mlチューブ用ブロック                          | 85×123×25mm | 1個 | ¥15,000       |
| EX-24DB  | 0.5ml・1.5mlミックスブロック                     | 85×123×25mm | 1個 | ¥15,000       |
| EX-24TR  | 0.2ml・0.5ml・1.5mlミックスブロック               | 85×123×25mm | 1個 | ¥17,000       |
| EX-MINI  | ミニブロック 0.2ml×8, 0.5ml×3, 1.5ml×2, 2ml×2 | 85×30×25mm  | 1個 | ¥7,700        |

# リザーバー

- ・FDAグレードのプラスチック材料を使用
- 四隅に注ぎ口あり
- ・滅菌状態は、10-6 でバリデートされています。













#### ● 最大容量: 25ml

|   | キャン価格   | ペーン<br>(税抜) | ¥12,500 | @¥125 |  |
|---|---------|-------------|---------|-------|--|
| I | 入       | 数           | 100枚    | 個別包装  |  |
|   | Cat.No. |             | 39900   |       |  |

| Cat.No. |         | 39910          |
|---------|---------|----------------|
| 入       | 数       | 200枚〈5枚/袋×40袋〉 |
| キャン価格(  | ベーン 税抜) | ¥18,900 @¥94.5 |

#### ● 最大容量:55ml

| Cat.No.   |             | 39930   |       |
|-----------|-------------|---------|-------|
| 入         | 数           | 80枚     | 個別包装  |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥11,500 | @¥144 |

| Cat.No. |     | 39940          |
|---------|-----|----------------|
| 入       | 数   | 160枚〈5枚/袋×32袋〉 |
| キャン     | ベーン | ¥18.000 @¥113  |



#### ● 最大容量: 100ml

| キャンペーン<br>価格 (税抜) | ¥14,500 | @¥145 |
|-------------------|---------|-------|
| 入 数               | 100枚    | 個別包装  |
| Cat.No.           | 39960   |       |

| Cat.No.   |             | 39970          |  |
|-----------|-------------|----------------|--|
| 入         | 数           | 200枚〈5枚/袋×40袋〉 |  |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥22,500 @¥113  |  |



Sorenson™ BioScience, Inc.

39930

VWR

**Egen** 



#### Chemical-Resistant Marker

# New アルコール耐性マーカー

- スライドグラスや包埋カセッテなどへのマーキングが容易です。
- ・インクがウォータープル一フでアルコール、ホルマリン、キシレンを含むほとんどの化学薬品に耐性があります。
- 無臭です。

※本マーカーはフロスト仕上げ面へのマーキングで有効です。光沢面へのマーキングには適しません。

| Cat.No.        | 95042-566 | _ |
|----------------|-----------|---|
| 入 数            | 12本〈黒〉    |   |
| キャンペーン 価格 (税抜) | ¥8,000    |   |





ソフトニトリルグローブ

# New Soft Nitrile Gloves

- ニトリル製

- ・従来のニトリルで問題だった伸縮性を大幅向上!・低価格化を実現しました!・ニトリルの特長であるラテックスアレルギーがなく、職場 環境の安全性が向上します。



おすすめ!

| Cat.No.   | サイズ | Color | 包装単位   | キャンペーン価格(税抜) |
|-----------|-----|-------|--------|--------------|
| SA-716-SS | SS  | ○ホワイト | 100枚/箱 | ¥850         |
| SA-716-S  | S   | ○ホワイト | 100枚/箱 | ¥850         |
| SA-716-M  | M   | ○ホワイト | 100枚/箱 | ¥850         |
| SA-716-L  | L   | ○ホワイト | 100枚/箱 | ¥850         |



ラテックスグローブ

# LabTex™ SuperGrip

| Cat.No. | サイズ | Color | 包装単位     | キャンペーン価格(税抜) |
|---------|-----|-------|----------|--------------|
| SLPF-XS | XS  | ○ホワイト | 10箱/カートン | ¥8,500       |
| SLPF-S  | S   | ○ホワイト | 10箱/カートン | ¥8,500       |
| SLPF-M  | М   | ○ホワイト | 10箱/カートン | ¥8,500       |
| SLPF-L  | L   | ○ホワイト | 10箱/カートン | ¥8,500       |

※1箱100枚入り















## プラスチックグローブ(塩化ビニール)

# WINDY II GLOVES

| Cat.No.  | サイズ | Color  | 包装単位   | キャンペーン価格(税抜) |
|----------|-----|--------|--------|--------------|
| 3025-671 | SS  | ●ナチュラル | 100枚/箱 | ¥530         |
| 3025-672 | S   | ●ナチュラル | 100枚/箱 | ¥530         |
| 3025-673 | М   | ●ナチュラル | 100枚/箱 | ¥530         |
| 3025-674 | L   | ●ナチュラル | 100枚/箱 | ¥530         |
|          |     |        |        |              |

※可塑剤 (フタル酸エステル)が使用されています。食品関係では使用できませんのでご注意下さい。













### ニトリルグローブ

# Micro-Touch NitraTex

| Cat.No.  | サイズ | Color | 包装単位   | キャンペーン価格(税抜) |
|----------|-----|-------|--------|--------------|
| AN4470-1 | S   | ●ブルー  | 100枚/箱 | ¥1,250       |
| AN4472-1 | M   | ●ブルー  | 100枚/箱 | ¥1,250       |
| AN4474-1 | L   | ●ブルー  | 100枚/箱 | ¥1,250       |















#### 仕切付/ボール紙製

# クライオボックス

- 箱・仕切板ともに、撥水保護加工済みの耐久性の高い紙製
- ・LN2 (Liquid Nitrogen=液体窒素)を安全に排出できる排出溝付き
- ・フタには番号が印字されており、在庫管理に便利です。
- 1.5/2.0mlチューブ収納可能



82007-160 7×7×5.1cm



82007-158 12.7×12.7×5.1cm

| Cat.No        | 82007-160 | 25well |
|---------------|-----------|--------|
| 入 数           | 1個        |        |
| キャンペーン 価格 (税抜 | ¥1,100    |        |



# 1.5ml / 2.0ml チューブ用

# チューブ用ラック(80本用)

• 1.5mlと2.0mlの微量遠心チューブと、2.0mlの凍結チューブの保管用ラッ クです。

Heathrow Scientific us

Heathrow Scientific LLC







色: ●ブルー· ●グリーン· ●オレンジ· ●ピンク· ●イエロー

### Optical film Compression Pad



Heathrow Scientific LLC

Heathrow Scientific us

# New gPCR用パッド

- ・ソフトシリコン材使用
- ・PTFE材のラミネートフィルムが貼られています。
- 4Ti-0560 (P.38)と一緒に使うとシーリング効果が最適化されます。
- ・サンプルの蒸発防止に最適
- ・サンプルの微量化に最適







# 0.5ml / 1.5ml / 2.0ml チューブ用

# マイクロチューブラック

もう片面には1.5/2.0mlチューブ×96本収容可能 ラックは掴みやすいツメ付き、

フタはカチッと簡単にはまります。

片面には0.5mlチューブ×96本、

- ・縦24.6×横12.1×高さ5cm
- ポリプロピレン製
- オートクレーブ可能





色: ●ブルー·●グリーン·●ピンク·●イエロー·●オレンジ

### 1.5ml / 2.0ml チューブ用

## 保冷用チューブボックス

・-80℃までの保存に最適 ・1.5mlおよび2.0mlチューブを100本収納できます。



Cat.No. HS1065 100well 数 各色1個〈●●●●●〉 ¥4,600

100本立のチューブ保存ボックスは 新タイプ (P41掲載)がございます。 そちらもご覧下さい

色: ●ブルー・●グリーン・●オレンジ・●パープル・●イエローの詰め合わせパック

#### 凍結保存用

# New チューブ用ラック

• 1.5mlおよび2.0mlのチューブ、または1.2mlの バイアルを収容可能

ヒンジリッドとスナップロック付き

・ロケーションID印字あり

・縦14.2×横9.2×高さ5.6cm

ポリプロピレン製



Cat.No. HS120033 50well 入 数 各色1個 (●●●●●) キャンペーン 価格 (税抜) ¥2,750

色: ●ブルー・●グリーン・●オレンジ・●パープル・●イエローの詰め合わせパック

## シーリングフィルム パラフィルム



- ・伸張性があるフィルムで様々な容器のシーリングに最適
- ・サイズ 38mロール:W135×D105×H132mm 75m□-JJ: W135×D107×H132mm

Parafilm is a registered trade mark of American Can Company. Tough-Tag is a registered trademark of Diversified Biotech.



#### ● ロール長: 38m, 幅: 100mm

| Cat.No.       |   | HS234526B |
|---------------|---|-----------|
| λ             | 数 | 1個        |
| キャンペーン 価格(税抜) |   | ¥5,000    |

#### ● ロール長: 75m, 幅: 100mm

| Cat       | .No.        | HS234526C |
|-----------|-------------|-----------|
| 入         | 数           | 1個        |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥7,700    |

## ハンディーサイズ

# バイオハザードバッグ&ホルダー

#### ■ バイオハザードバッグ

- ・ハンディーサイズ (215×300mm)
- 厚さ:1.5mil
- ポリプロピレン製

#### ■ ホルダー

・サイズ:91×128×214mm





#### ● バッグ

| キャン価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥22,000 |
|-------|-------------|---------|
| 入     | 数           | 1000枚入  |
| Cat   | .No.        | HS1003D |

| 1 | Cat       | .No.        | HS10044H |  |
|---|-----------|-------------|----------|--|
|   | 入         | 数           | 1個       |  |
|   | キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥3,000   |  |

Heathrow Scientific LLC

Heathrow Scientific u.c

### 0.2ml チューブ/トレイ用

# PCRチューブ/プレート用トレイ

・0.2mIPCRチューブ/プレートが 使用可能

ポリプロピレン製 ・サイズ:114×74×11mm





Cat.No. HS23465A 数 各色1個〈●●●●●〉

キャンペーン 価格 (税抜) ¥3,000

色: ●ブルー・●グリーン・●パープル・●イエロー・●オレンジ

# PCRプレート用ラック



ポリプロピレン製

・サイズ:130×98×33mm



Cat.No. HS23461C 入 数 5個 (●ブルー) キャンペーン 価格 (税抜) ¥4,000

Cat.No. HS23461A 96well 数 各色1個〈●●●●●〉 キャンペーン 価格 (税抜) ¥4,500

色: ●ブルー・●グリーン・●ピンク・●イエロー・●オレンジ



#### 50ml 遠心管用

# 1本立てチューブラック

■ HS23051 エポキシコート済みワイヤーラック

・サイズ:90×67×67mm



#### ■ HS23053A ポリスチレン製ラック

・直径27.5~29.0mmのチューブが 立てられます。

サイズ: 直径92mm×高さ30mm



Cat.No. HS23051 入数 1個 ( イエロー) キャンペーン 価格 (税抜) ¥1,600





#### HS23053A

Cat.No. HS23053A 数 5個 (●ブルー) ¥2,400

## 1.5 / 2.0ml マイクロチューブ用

# フローティングチューブラック

対象チューブ: 1.5/2.0mlマイクロチューブ

・高密度ポリエチレン製



Cat.No. HS2165C 入数 5個 (・) イエロー) キャンペーン 価格(税抜) ¥2,000



#### 液晶タッチスクリーン

・日本製5.7インチカラー タッチスクリーン (解像度640×480/262kカラー)

・感応式でグローブをしていても操作可能!



オイルフリーの操作が可能で、 圧力の調節もできることから 様々な消耗品(フラットキャップ、 ドームキャップにも) に対応

ヒートリッド

USBインターフェース

USBを使用することで無制限の プロトコルに対応可能









#### タッチスクリーン・サーマルサイクラー〈96 ウェルブロック固定モデル〉

- ・5.7インチの大型タッチスクリーン、カラフルなディスプレイ(日本製)
- ・温度上昇および温度下降の範囲を調節可能(0.1~4℃)
- 一目見てわかるプログラム編集機能で、柔軟かつ効率的なアプリケーション の設定が可能
- POST (Power-On Self Test: 電源起動時の自動テスト)により安全性テ ストが行われ、ユーザー管理、パスワード保護、コピー・削除・オペレーション の手順が向上

| Cat.No.       | TC-96GHbC         |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|
| キャンペーン 価格(税抜) | ¥299,000 (100台限定) |  |  |

| ブロック形状              | 0.2ml×96ウェル  |  |
|---------------------|--|--|
| 対応消耗品               | <ul><li>96ウェルPCRプレート</li><li>0.2mlチューブ×96</li><li>8連チューブ×12ストリップ</li></ul> |  |
| 温度範囲                | 4~105℃   |  |
| ランプ・レート (温度上昇/下降速度) | 上昇:≦4℃/sec 下降:≦4℃/sec (可変)   |  |
| 温度均一性               | <±0.4℃   |  |
| 温度正確性(設定値との温度差)     | <±0.4℃ (>95℃)  |  |
| グラジェント温度幅           | 1~30℃  |  |
| 保存プログラム数            | 250以上 (一般的なプログラム)  |  |
| 最大サイクル数             | 99 (ネステッドPCRに最適)   |  |
|                     |  |  |

ジーン キュー Bioer Technology

サーマルサイクラー〈24 ウェル ブロックモデル〉

- ・高性能ブロック搭載
- 高速の温度上昇/下降速度と、高い正確性を実現
- ・2種類の温度制御機能
- ・ブロックモード: ブロックの実温度で制御します。
- ・チューブモード:チューブ内の温度をシミュレートして制御します。
- プログラム保存メモリー
- 本体に 100 プログラムまで保存できます。
- ・最大4℃/秒まで、0.1℃刻みでランプレート調整が可能







| ブロック形状             | 0.2ml×24ウェル                       |  |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| 社内深転口              | <ul><li>0.2ml 8連チューブ×3本</li></ul> |  |
| 対応消耗品              | • 0.2ml シングルチューブ                  |  |
| 温度範囲               | 4~99℃                             |  |
| ランプ・レート(温度上昇/下降速度) | 上昇:≦5℃/sec下降:≦4℃/sec              |  |





- タッチスクリーン・サーマルサイクラー〈96 ウェルブロック固定モデル〉
- 6.5インチ大型カラータッチスクリーン (日本製) 感応式タッチパネルのため、グローブ等をしていても操作可能です。
- ・温度上昇および温度下降の範囲を調節可能 (0.1~4℃)
- ・ 3ヶ国語 (日本語, 英語, 中国語)に対応

Cat.No. TC-96GHbB キャンペーン 価格(税抜) ¥399,000

| フロック形状             | 0.2ml×96ウェル   |
|--------------------|---|
| 対応消耗品              | <ul><li>0.2ml 96ウェルプレート</li><li>0.2ml 8連チューブ×12本</li><li>0.2ml シングルチューブ</li></ul> |
| 温度範囲               | 4~105℃  |
| ランプ・レート(温度上昇/下降速度) | 上昇:≦4℃/sec 下降:≦4℃/sec (可変)  |
| 温度均一性(ウェル間の温度差)    | ≦±0.2℃ (55℃, 60秒後)  |
| 温度正確性(設定値との温度差)    | <±0.4℃ (>95℃)   |
| グラジェント温度幅          | 1~30℃   |
| 保存プログラム数           | 250以上 (一般的なプログラム)   |
| 最大サイクル数            | 99 (ネステッドPCRに最適)  |
|                    |   |

## ジーン タッチ GeneTouch Bioer Technology

タッチスクリーン・サーマルサイクラー〈ブロック可変モデル〉

- ・ 6.5インチ大型カラータッチスクリーン 感応式タッチパネルのため、グローブ等をしていても操作可能です。
- ・ 用途に合わせて3種類のブロックから選択可能 様々な PCR 実験の条件に合わせて 3 種類から選択可能です。
- ・ 最大4℃/秒まで、0.1℃刻みでランプレート調整が可能
- ・ 3ヶ国語 (日本語, 英語, 中国語)に対応

| Cat.No.   | ブロック形状            | キャンペーン価格(税抜) |
|-----------|-------------------|--------------|
| B-96GA 🛗  | 0.2ml×96ウェル       | ¥150,400     |
| B-384GA 🚟 | 384ウェル            | ¥164,000     |
| B-48DA    | 0.2ml×48ウェル×2ブロック | ¥150,400     |



キャンペーン 価格(税抜) ¥389,600







| 温度範囲            | 4~105℃             |
|-----------------|--------------------|
| 温度均一性(ウェル間の温度差) | ≦±0.2℃ (55℃, 60秒後) |
| 温度正確性(設定値との温度差) | <±0.4℃ (>95℃)      |
| 保存プログラム数        | 250以上 (一般的なプログラム)  |
| 最大サイクル数         | 99 (ネステッドPCRに最適)   |
|                 |                    |







#### ポータブル ゲル撮影装置 新登場!


- ・非常にコンパクトでポータブル (W198×D254×H227mm)
- ・高解像度900万画素 (9Mピクセル) CMOSカメラ搭載
- ・アガロースゲル撮影用に、安全で、DNAなどのサンプルへのダメージがない青色LED (470nm)を採用
- ・核酸染色試薬MidoriGreenシリーズとの相性も抜群
- ・白黒反転画像も撮影可能

Cat.No. FAS-BOX (本体一式) 価格(税抜) ¥220,000



SDS-PAGEゲル (CBB染色)











アガロースゲル (Midori Green Direct染色)


| イメージキャプチャーシス | テム                                |
|--------------|-----------------------------------|
| センサー         | カラーCMOSセンサー                       |
| 画素数          | 9Mピクセル                            |
| 露光時間         | 11スケール可変 (+5~-5)                  |
| 保存ファイル形式     | JPEG                              |
| データ保存        | SDカード/SDHCカード                     |
| 撮影可能エリア      | 16×11.5cm (固定式、ズーム不可)             |
| レンズ/フィルター    |                                   |
| 可変式レンズ/フィルター | マニュアル可変(青色LED用/白色LED用)            |
| 青色LED用フィルター  | 520nm Amberフィルター                  |
| 光源           |                                   |
| 光源の種類        | 青色LED/落射白色LED/透過白色LED             |
| インターフェース     |                                   |
| モニター         | 2.7インチ液晶パネル                       |
| 接続ポート        | タイプB USBポート(PC接続用)<br>ビデオポート(RCA) |
| 本体仕様         |                                   |
| 電源           | 100~240V 3A                       |
| 寸法           | 198 ×254×227mm (W×D×H)            |
| 重量           | 3.2kg                             |





# FAS-Digi

#### コンパクトサイズが魅力! デジタルカメラ式の FAS





FAS-Digi (ダークボックス本体のみ)

Cat.No. FAS-DGMU 価格(税抜)¥185,000

FAS-Digi専用 デジタルカメラ

Cat.No. FAS-DGDC 価格(税抜)¥67,000

\*市販品の為、メーカー仕様が変わる場合がございます。

イルミネーター (お選びください)

Cat.No. LB-16K LED

価格 (税抜) ¥98,000

Cat.No. MB-16K UV 価格(税抜) ¥98,000

FAS-Digi本体 + 専用デジタルカメラ + イルミネーター 合計価格 (税抜) ¥350,000

#### ■ アクセサリー

| _ , , _ , , |                    |               |          |
|-------------|--------------------|---------------|----------|
| Cat.No.     |                    |               | 価格(税抜)   |
| AP-03M      | モノクロプリンター本体        |               | ¥218,900 |
| AT-95SG     | AP-03M用サーマルペーパー 6巻 |               | ¥15,900  |
| FAS-2530M   | イルミネーター用ゲルトレイ      |               | ¥12,000  |
| OG-FC       | 目視用メガネ             |               | ¥8,500   |
| FG-830      | ゲルカッター 50個         | キャンペーン 価格(税抜) | ¥3,980   |

| 本体仕様        |                        |
|-------------|------------------------|
| 全体          |                        |
| サイズ(カメラ設置時) | 340×280×480mm (W×D×H)  |
| 重量          | 5.6kg                  |
| デジタルカメラ     | 2GBメモリーカード付属           |
| 解像度         | 12Mピクセル                |
| PCインターフェース  | USB2.0                 |
| フード         | 専用オレンジフィルター (UVカット) 付属 |
| サイズ         | 340×280×320mm (W×D×H)  |
| 重量          | 2.0kg                  |
|             |                        |

| イルミネーター仕様                                    |   |
|--|---|
| LEDイルミネーター<br>波長<br>照射エリア<br>サイズ<br>重量       | カバーなし<br>470nm (青色) 100%/50%切り替え可<br>200×160mm<br>340×280×80mm (W×D×H)<br>3.6kg |
| UVイルミネーター<br>波長<br>照射エリア<br>サイズ<br>重量<br>UV管 | カバーなし<br>302nm<br>200×160mm<br>340×280×80mm (W×D×H)<br>4.3kg<br>8W UV管×5本       |
|  |   |

\*プリンターにつきましては、別途お問い合わせください。 適合情報も含めご案内させていただきます。



FAS-2530M

FG-830 (P18参照)

OG-FC





# FÂS-ÍV

#### 高機能UVゲル撮影装置

- エチジウムブロマイド、SYBR® Green両方を撮影可能 (フィルター切替え不要)
- ゲルの切り出しが容易
- USBポート 4つ標準装備(前面×2、背面×2)
- LANポート 1つ標準装備
- 白色光 (LED)標準装備

Cat.No. FAS4 (フルシステム) キャンペーン 価格(税抜) ¥950,000



| 本体仕様       |   |
|------------|---|
| カメラ        | 高感度CCDカメラ (Type 1/3)                    |
| 画素数        | 75万画素 (1024×768)                        |
| レンズ        | 7倍ズームレンズ,<br>クローズアップレンズ (52mm) ,フィルター   |
| モニター       | 液晶デジタル, 10.4インチタッチスクリーン                 |
| プリンター      | デジタルモノクロプリンター                           |
| データ保存      | 約3GBメモリー (本体) ,<br>USBメモリースティック (合計4ケ所) |
| 保存形式       | TIFF/JPEG/BMP/PNG                       |
| 寸法         | 35×31×48cm (W×D×H)                      |
| 重量         | 11.2kg (本体のみ)                           |
| ダークルームボックス | /UVイルミネーター仕様                            |
| ダークルームボックス | 白色LED付き                                 |
| UV波長       | 標準312nm                                 |
| UVフィルターサイズ | 21×21cm                                 |
| 撮影有効スペース   | 横21cm×縦19cm                             |
| UV管        | 8W×6本                                   |
| UV強度切り換え   | High (100%) /Low (70%)                  |
| システム全体     |   |
| 電源         | 100-240V (ユニバーサル) 0.8A                  |
|            |   |



※詳しくはお問い合わせ下さい。(info@genetics-n.co.jp)

#### 色々な接続方法

日本ジェネティクス(株)では、モニターやアナログ式サーマルプリンター、およびその接続に必要なケーブルやコネクタ類もセットでご提案可能です。 詳しくは、是非お問い合わせください。



|             |             | 撮影画像表示   | プリントアウト                              | 画像保存                 | 接続ポート                            | 製品掲載ページ |
|-------------|-------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------|
| FAS-IV      | 本体仕様        | 可能   | 可能<br>(サーマルプリンター付属)                  | 可能<br>(本体もしくはUSBメモリ) | • USBポート<br>• LANポート             | P50     |
|             | 本体仕様        | デジカメ画面のみ   | 不可                                   | 可能 (デジカメ内)           | デジカメ本体のUSBポート                    |         |
| FAS-Digi    | 別売<br>オプション | 別途モニター接続<br>(モニター接続 接続事例① or<br>アナログサーマルプリンター経由<br>別売モニター接続) | PCもしくは<br>外部プリンター経由なら可能<br>接続事例②、③、④ |                      |                                  | P49     |
| FAS-LED BOX | OX 本体仕様 可能  |  | PC 接続事例②                             | 可能<br>(SDカード付属)      | ・USBポート (PC接続用)<br>・ビデオポート (RCA) | P48     |

#### 撮影画像表示方法

#### 接続事例 FAS-Digiと別売モニタ

#### ● 準備するもの






カメラ付属のオーディオ ビデオケーブル

モニタ

#### ● 接続方法



オーディオビデオケーブルの黄色のプラグを、 モニターのRCA映像端子(黄色)に接続します。

#### 表示サンプル



#### プリントアウト方法

#### 接続事例② FAS-Digiカメラ もしくは FAS-LED BOX のSDカードをPCに移行し、プリントアウト

#### 準備するもの





SDカード

SDカード対応パソコン

#### ● 接続方法



SDカードをPCにセット



PCの画像処理ソフト等を使用して、画像ファ イルを開き、接続しているプリンターからプリ

#### 接続事例③ FAS-Digiカメラから直接PictBridge対応のプリンターへ接続してプリントアウト

#### ● 準備するもの






カメラ付属のUSBケーブル PictBridge対応プリンタ

#### ● 接続方法







正しく接続されると、カメラのモニターに "PictBridge "と表示され、プリントアウト

\*PictBridge:「メーカーを問わず、パソコンを使うことなくデジタルカメラとブリンタをダイレクト接続し、容易にデジタルブリントを実現するための規格です。」(カメラ映像機器工業会ホームページより) 詳細は下記の「カメラ映像機器工業会」ホームページをご覧ください。http://www.cipa.jp/pictbridge/index\_j.html

#### 接続事例4 FAS-Digiカメラから 直接 アナログ式サーマルプリンター へ接続してプリントアウトする方法

#### ● 準備するもの







RCA-BNC 変換コネクタ



アナログ式 サーマルプリンター

#### 接続方法



オーディオビデオケーブルの黄色の プラグにRCA-BNCコネクタを接続 し、それをプリンターのVIDEO IN に接続



カメラの再生ボタン を押し、印刷したい画像を選択



オーディオビデオ ケーブルをカメラ



プリンターの "PRINT" ボタンを押してプリント アウト

こちらでご紹介した事例は、あくまでも一例として簡易的に掲載しております。また、市販品のため仕様変更があった場合は方法が変わることがございますので予めご了承ください。 詳しい接続方法や内容のご説明は、弊社ホームページの各製品ページに掲載の取扱説明書をお読み頂きますよう宜しくお願い致します。

# MD-MINI dry bath

ヒートブロック恒温槽 (室温+5℃~100℃)

- ・新型コンパクト設計
- チャンバー材質はPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)採用
- 小型ウォーターバスとしてもご使用いただけます

| タイマー       | 1~9999分          |
|------------|------------------|
| 温度精度 (37℃) | ±0.25℃           |
| 温度上昇時間     | 28℃→100℃ 19分     |
| サイズ        | W153×L125×H97 mm |
| 重量         | 0.6 kg           |



超コンパクト

設計















major science

MD-MINI-B01

MD-MINI-B02 MD-MINI-B03

MD-MINI-B04

※ブロックサイズ、ウェルサイズなど特別なご要望がございましたら特注品として承りますので、お気軽に日本ジェネティクス(株)までお問合せ下さい。

Cat.No. MD-MINI (本体のみ)

キャンペーン 価格(税抜) ¥29,000

■ 専用ブロック (別売)

| Cat.No.     |                             | キャンペーン価格(税抜) |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| MD-MINI-B01 | 0.2ml PCRチューブ×32, 8連チューブ×4列 | ¥5,000       |
| MD-MINI-B02 | 1.5ml チューブ×12               | ¥5,000       |
| MD-MINI-B03 | 15ml 遠心管×6                  | ¥5,000       |
| MD-MINI-B04 | 50ml 遠心管×2                  | ¥5,000       |
| MD-MINI-B05 | 0.5ml チューブ×12               | ¥5,000       |
| MD-MINI-B06 | 1.5ml/2.0mlチューブ×12          | ¥5,000       |
| MD-MINI-B07 | 1.5ml/2.0mlチューブ×12          | ¥5,000       |
| MD-MINI-CAR | シガーソケット用アダプター               | ¥2,000       |

# Mini Centrifuge

#### 卓上小型遠心機

#### 付属品


- 0.5mlチューブアダプター×6個
- ・0.2mlチューブアダプター×6個
- ・0.2ml8連チューブアダプター×1個
- 1.5/2mlチューブ用ローター
- スライドグラス用ローター 電源コード
- ローター交換用レンチ

| チューブ許容量 | 1.5/2.0mlチューブ×6本<br>0.5/0.65mlチューブ×6本 (要アダプター)<br>0.2mlチューブ×6本 (要アダプター)<br>0.2ml8連チューブ×2列 (要アダプター) |
|---------|--|
| 定常回転数   | 6,000rpm   |
| 遠心加速度   | 2,000×g  |
| 安全機構    | リッドオープン連動ブレーキ  |
| 本体寸法    | 175×148×118mm  |
| 電源      | 100~240V, 0.5A 50/60Hz   |
|         |  |

Cat.No. NE-NG002B

キャンペーン 価格 (税抜) ¥26,400







ハイスピード遠心機 (コンパクト/静音設計)

- スピードは500~12,500rpmまで100rpm単位で設定可能
- ・タイマー機能は1秒~30分まで、1秒単位で設定可能 ・デジタル表示は ×g もしくは RPM で切り替え可能
- ・セーフティ機能搭載 (傾きを検知すると自動ストップ)
- ・ローター交換は工具不要
- コンパクトで省スペース

#### 付属品 □-ター

- ①1.5/2.0mlチューブ×12本用 (フタ付) ②0.2ml 8連チューブ×4列 or シングルチューブ×32本用
- 0.2mlチューブ用アダプター×12個0.5mlチューブ用アダプター×12個
- 電源アダプター

キャンペーン 価格 (税抜) ¥99,900




Cat.No. HS10050 (本体一式 付属品含む)



12,500rpm

※キャンペーン対象外 価格(税抜) Cat.No. HS100501 パワーアダプター ¥29,000 HS100502 ユニバーサルパワーコード ¥9,200 HS100503 ローター (1.5/2.0mlチューブ) ¥18,000 HS100504 ローター (8連チューブ) ¥16,000 ローターノブ ¥6,200



Heathrow Scientific'u.c

新製品

# Cool Hotter

#### プログラムドライバス恒温槽 (0℃~ 100℃)

冷却および加熱ブロックチャンバーは、酵素の保管、ライゲーション反応、ニックトランスレーション、ウォームインキュベーター など低温から高温の条件を必要とする実験に最適です。

- ・過剰加熱防止装置内蔵で安全
- ・プログラムマイクロプロセッサーコントロール
- ・0℃~100℃までの広い温度範囲
- ・4ステップ温度変化、9サイクルまでプログラム可能
- ・濡れ防止加工済ステンレスブロックチャンバー
- 簡易ユーザーキャリブレーション
- RS232端子付
- ・温度設定最小単位:0.1℃
- ·温度精度:±0.2℃

Cat.No. MC-01N-110 (本体のみ)

キャンペーン 価格(税抜) ¥185,000



#### Cool Hotter専用ブロック (別売)



※各種ブロックへの対応消耗品については弊社ホームページをご覧ください。

※ブロックサイズ、ウェルサイズなど特別なご要望がございましたら特注品として承りますので、お気軽に日本ジェネティクス(株)までお問合せ下さい。

## Personal DEEP FREEZER

パーソナル低温保冷庫 (- 40℃~ 10℃)

- ・コンパクト設計で高い保冷能力
- 1℃毎の温度設定 (-40℃~10℃)
- ・2WAY電源 (AC100V/DC電源コード)車のバッテリーで使用可能

大型の低温保冷庫を複数の研究者でシェア(共有)していると、誤って他人の試料を開けてしまったり、自由に温度 設定できないといったトラブルや不満をかかえる方が多いようです。

Personal DEEP FREEZERなら、机の上に置けるコンパクトサイズで自分専用の保冷管理を容易に実現します。

| 使用電圧   | AC100V/DC12V                   |
|--------|--------------------------------|
| 冷却機    | FPSC                           |
| 消費電力   | 約48W (4A)                      |
| 設定温度   | -40~10℃ (周囲温度25℃)              |
| 使用温度範囲 | 0~35℃ (但し、結露無きこと)              |
| 有効内容積  | 25L                            |
| 庫内寸法   | 335 (W) × 225 (D) × 340 (H) mm |
| 製品寸法   | 695 (W) × 350 (D) × 460 (H) mm |
| 製品重量   | 約15kg                          |
| 付属品    | ACアダプター、DC電源コード、マット            |





Cat.No. SC-DF25 キャンペーン 価格 (税抜) ¥144,000





major science







(注意) ゲルタンク及び接続ケーブルは別売りとなります。



### パルスフィールド電気泳動パワーサプライ

- 通常の電気泳動では困難な、長いDNA断片の分離及びサイズチェックに 最適です。
- 準備が簡単な通常の12×14cmのアガロースゲルを使用し、簡便なパルス フィールド電気泳動を行えるように設計されています。
- 専用ソフトウェアーには、3つのプリセット・プロトコールが設定されて いて、簡単な操作で泳動を行えます。
- 条件検討のために自由なプロトコール作成も可能です。

Cat.No. PPI 0200 (本体) 価格(税抜) ¥700,000

※専用パソコン及びソフトウェアー付属(ゲルタンク及び接続ケーブルは別売り

※パソコンのメーカー及び機種は予告なく変更する場合があります。

#### • 10X KBB buffer for the Pippin Pulse

Cat.No. KBB1001 (1Lボトル) 価格(税抜) ¥40,000

| 電気泳動電圧 | 25-175V           |
|--------|-------------------|
| 最大電流   | 200mA             |
| サイズ    | 7×20×24cm (H×W×D) |
| 重量     | 1.1kg             |


・ゲルタンク :12×14 cm

:Lonza SeaKem® GOLD ・アガロース

・バッファー (1) :10X KBB buffer (pH8.7) for "0.5-15kb" and "1-50kb" 組成:Tris:124g, TAPS:140.16g, EDTA:0.48g (1Lあたり)

・バッファー (2):10X TBE buffer (pH8.0) for "3-70kb"

組成:Tris:108g, Boric Acid 55g, 0.5M EDTA:40ml (1Lあたり)









### 自動 DNA 断片ゲル抽出システム

Pippinはアガロースゲル電気泳動で目的の長さのDNA断片を自動で分離・抽出・回収す る装置です。

従来のマニュアル (手動)での回収に比べ、操作が簡便で、作業効率も良く、より品質の良 いDNAが回収できます。

さまざまな研究でPippinを利用することで、従来の回収方法に比べ、より正確な長さ、高い 再現性、そしてハイスループットでのDNA回収が可能となります。

- 煩雑なマニュアルでのゲル抽出操作が不要となり、実作業時間の短縮を実現します。
- より狭い分布のDNA断片の抽出が可能です。
- 低分子DNAのコンタミを減少させることにより、無駄なリードや不明瞭な判定を減らし、 シークエンス効率がアップします。
- ゲルカセットの各レーンが独立しているため、泳動中の拡散によるサンプル間のコンタミ ネーションリスクがありません。
- 自動化により、簡便且つ高い精度と再現性でDNA断片が調製できます。
- PCR産物や制限酵素処理DNA断片の自動分取が可能です。

| Cat.No. | BLU0001 (本体) | デモ  |
|---------|--------------|-----|
| 価格(税抜)  | ¥3,400,000   | 受付中 |

BDF3010 3.0% Dye Free for 90-250bp



※モニター、キーボード、マウス付属

| ケルカセット  |                              |     |      |      |          |
|---------|------------------------------|-----|------|------|----------|
| Cat.No. |                              |     | マーカー | 包装単位 | 価格(税抜)   |
| BMF7510 | 0.75% Dye Free for 18-27kb   | Ex  | Τl   | 10枚  | ¥115,000 |
| BUF7510 | 0.75% Dye Free for 10-18kb   | Ex  | U1   | 10枚  | ¥115,000 |
| BLF7510 | 0.75% Dye Free for 1-10kb *  | Ex  | S1   | 10枚  | ¥115,000 |
| BDF1510 | 1.5% Dye Free for 250-1500bp | Int | R2   | 10枚  | ¥115,000 |
| BDF2010 | 2.0% Dye Free for 100-600bp  | Int | V1   | 10枚  | ¥115,000 |
|         |                              |     |      |      |          |

Ex:External Int : Internal

※ 抽出したい DNA 断片のサイズにより、より適したカセットディフィニションを選択して頂け ます。

Int

| 泳動方式      | 定電圧電気泳動、パルスフィールド電気泳動                        |
|-----------|---|
| 泳動時間 (目安) | 30分~8時間 (目的サイズによって異なります                     |
| 最大サンプル添加量 | 10μg (断片化gDNA)、<br>2μg (制限酵素消化DNA断片/ PCR産物) |
| 使用電源      | 100-240V (Constant) 2.5A / 50-60Hz          |
| 蛍光検出      | 励起波長: 470nm, 検出波長: 525nm                    |
| サイズ       | 280×530×180mm (W×D×H)                       |
| 重量        | 7kg   |
| •         |   |



Q2


#### 目的DNAの回収方法と原理

Pippin ゲルカセットはディスポーザブルタイプのプレキャストアガ ロースゲルカセットです。

目的の大きさのDNAの検出方法は2通りあります。DNAマーカー 専用に1つのレーンを使用する場合 (Pippin Prep) と、サンプルに 分子量マーカーを混ぜ同じレーンで泳動、検出する場合 (Blue Pippin) があります。

1カセットにロードできるサンプル数は4または5サンプルであり、 カセットの種類や泳動条件により異なります。

それぞれのレーンは物理的に独立しておりレーン間のコンタミネー ションはありません。通常の電極 (+)、(-)に加え、DNA回収用 に (+) の電極が枝分かれしています。 インストール済みのコント ロールソフトウェアが、サンプルとともに電気泳動された専用 DNAサイズマーカーを検出し、設定された目的サイズのDNA断片 のみをアガロースゲルから個別の回収チャンバーの溶液中へ溶出 させます。溶出された目的サイズのDNA断片は回収チャンバーか らピペットで簡単に回収できます。



# **PippinPrep** 自動 DNA 断片ゲル抽出システム

Cat.No. PIP0001 (本体) 価格(税抜) ¥3,400,000



※モニター、キーボード、マウス付属

#### ゲルカセット

| Cat.No. |                               |     | マーカー | 包装単位 | 価格(税抜)   |
|---------|-------------------------------|-----|------|------|----------|
| CSD7510 | 0.75% with EtBr for 2-8kb     | Ex  | D    | 10枚  | ¥115,000 |
| CSD1510 | 1.5% with EtBr for 250-1500bp | Ex  | А    | 10枚  | ¥115,000 |
| CSD2010 | 2.0% with EtBr for 100-600bp  | Ex  | В    | 10枚  | ¥115,000 |
| CSD3010 | 3.0% with EtBr for 90-250bp   | Ex  | С    | 10枚  | ¥115,000 |
| CDF1510 | 1.5% Dye Free for 250-1500bp  | Int | K    | 10枚  | ¥115,000 |
| CDF2010 | 2.0% Dye Free for 100-600bp   | Int | L    | 10枚  | ¥115,000 |
| CEF2010 | 2.0% Dye Free for 100-600bp   | Ex  | E    | 10枚  | ¥115,000 |
| CDF3010 | 3.0% Dye Free for 90-250bp    | Int | Н    | 10枚  | ¥115,000 |

Ex: External Int: Internal



| 泳動方式      | 定電圧電気泳動                             |  |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 泳動時間 (目安) | 50分~ 2時間 (目的サイズによって異なります)           |  |
| 回収率 (目安)  | ~80%                                |  |
| 回収精度 (目安) | ±5-10%(0.75%ゲルカセットは、サンプル量により変動します。) |  |
| 使用電源      | 100-240V (Constant) 2.5A / 50-60Hz  |  |
| 蛍光検出      | 励起波長:535nm, 検出波長:640nm              |  |
| サイズ       | 280×530×180mm (W×D×H)               |  |
| 重量        | 7kg                                 |  |
|           |                                     |  |

#### 文献からの引用

- Extracted from Duhaime et al. "Towards quantitative metagenomics of wild viruses and other ultra-low concentration DNA samples; a rigorous assessment and optimization of the linker amplification method," Environmental Microbiology (2012) 14(9), 2526-2537.

  — Extracted from Peterson et al. "Double Digest RADseq: An Inexpensive Method for De Novo SNP Discovery and Genotyping in Model and Non-Model
- Species," PLoS ONE 7(5): e37135. doi:10.1371/journal.pone.0037135





# FastGene<sup>TM</sup> Plasmid Mini

#### シーケンスグレードのプラスミド DNA 精製

- 新バッファーシステム採用でより安定した収量が得られます!
- LB培地タブレット無償添付中!
- 遠心/吸引どちらも使用可能
- より簡便に早く精製したい場合には、Fastプロトコルが使用可能

| Ca | t.No. | FG-90402 |  |
|----|-------|----------|--|
| λ  | 数     | 100preps |  |
| 価格 | (税抜)  | ¥10,500  |  |

| Cat.No. | FG-90502 |  |
|---------|----------|--|
| 入 数     | 300preps |  |
| 価格 (税抜) | ¥21,500  |  |

#### ● LB培地カプセル

| Cat.No.   |             | NE-L2720-100 |
|-----------|-------------|--------------|
| 入         | 数           | 100個         |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥5,900       |

詳しくはP19をご覧ください。

#### 対象サンプル

大腸菌 (15kb以下のプラスミド)

| 精製方法     | シリカメンブレン法 (遠心)           |
|----------|--------------------------|
| 処理容量     | 培養液1~5ml (ローコピーでは5~10ml) |
| 結合容量     | 40μg                     |
| 溶出量      | 50μΙ                     |
| プラスミドサイズ | 15kb以下                   |
| 操作時間     | 26分 (ローコピーでは36分)         |

| キット内容                            | FG-90402 | FG-90502 |
|----------------------------------|----------|----------|
| FastGene™ mPカラム                  | 100個     | 300個     |
| 2 mlコレクションチューブ                   | 100個     | 300個     |
| 再懸濁バッファー mP1                     | 25ml     | 65ml     |
| 溶解バッファー mP2                      | 25ml     | 75ml     |
| 中和バッファー mP3                      | 40ml     | 100ml    |
| 第1洗浄バッファー mP4                    | 50ml     | 130ml    |
| 第2洗浄バッファー mP5濃縮液                 | 25ml     | 40ml     |
| 溶出バッファー mP6 (10mMTris-Cl, pH8.5) | 10ml     | 30ml     |
| RNase A (凍結乾燥)                   | 10mg     | 26mg     |
| <br>LB培地カプセル                     | 10個      | 25個      |





# FastGene<sup>™</sup> Gel/PCR Extraction

#### アガロースゲルからの DNA 抽出/ PCR 産物の精製

- エチブロ代替蛍光色素ミドリ・グリーン シリーズ (少量パック)無償添付中!
- 遠心/吸引どちらも使用可能
- PCR産物の精製、アガロースからのDNAの抽出の両方に使用できます。
- ゲル切片の切り出しに便利な"ゲルバンドカッター"が5個付属しています。

| Cat.No. | FG-91202 |  |
|---------|----------|--|
| 入 数     | 100preps |  |
| 価格 (税抜) | ¥9,300   |  |

| Cat.No. |      | FG-91302 |
|---------|------|----------|
| 入       | 数    | 300preps |
| 価格      | (税抜) | ¥19,200  |

#### ● ゲルカッター

| Cat       | .No.        | FG-830 |  |
|-----------|-------------|--------|--|
| 入         | 数           | 50個    |  |
| キャン<br>価格 | ペーン<br>(税抜) | ¥3,980 |  |

詳しくはP18をご覧ください。

#### 対象サンプル

2種類のアプリケーションに使用可能

ゲル切片~300mg

PCR反応液~100μI

| 精製方法      | シリカメンブレン法 (遠心)                |
|-----------|-------------------------------|
| 結合容量      | 10µg                          |
| DNA有効分離領域 | 50bp~約10kbp                   |
| 溶出量       | 20~50μΙ                       |
| 操作時間      | 20分<br>(ゲル切片の切り出し/溶解時間は含みません) |

| キット内容                           | FG-91202 | FG-91302 |
|---------------------------------|----------|----------|
| FastGene™ GP カラム                | 100個     | 300個     |
| 2 mlコレクションチューブ                  | 100個     | 300個     |
| 結合バッファーGP1                      | 80ml     | 200ml    |
| 洗浄バッファーGP2濃縮液                   | 25ml     | 40ml     |
| 溶出バッファーGP3 (10mMTris-Cl, pH8.5) | 10ml     | 30ml     |
| FastGene™ ゲルバンドカッター             | 5個       | 5個       |
| 核酸染色試薬 Midori Green Advance     | 50µІ     | 50μΙ     |
| 核酸染色試薬 Midori Green Direct      | 50μΙ     | 50μΙ     |

# FastGene<sup>™</sup> Dye Terminator Removal



#### ダイターミネーター除去

- ・簡単な操作で、シーケンス産物を精製できます。
- ・乾燥ゲル (別ボトル梱包) で提供されますので、室温で長期間 (1年間) 保管
- ・ゲルの膨潤は10prep単位で実施できる小分けパックで便利です。

| Cat | .No. | FG-9411 |  |
|-----|------|---------|--|
| Л   | 数    | 50preps |  |
| 価格( | (税抜) | ¥7,300  |  |








| 精製方法                   | ゲルろ過法 (遠点 | 5)                        |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| 最大溶出量                  | 20μΙ      |                           |
| 操作時間                   | 5分 (ゲルの膨潤 | 時間は含みません)                 |
| 保存条件                   | 室温で1年間(腹  | 潤後は4℃で14日間)               |
| キット内容<br>FastGene™ DTT | フィルターカラム  | 50個                       |
| FastGene™ G50レジン       |           | 5本×525 mg (※525mg=10prep) |
| 2mlコレクションチューブ          |           | 50個                       |
| 膨潤バッファーD               | Т         | 50ml                      |
|                        |           |                           |




# in situ ハイブリダイゼーション 解析受託サービス

ジェノスタッフ株式会社は、遺伝子機能解析手法の中でも注目度が高く、かつ特に難易度が高いアプリケーションのひとつ "in situ ハイブリダイゼーショ ン"において、3,500遺伝子以上の解析に成功している高い技術力を持った日本の会社です。


卓越した切片作製技術で、壊れやすいmRNAの保全性が抜群に上がり、また、新しく開発された画期的な手法を取り込むことにより、研究者の皆様にご 満足いただける結果をお届け致します。



#### 独自の手法で作製したパラフィン切片 (A) と従来法で作製した (B) の感度比較







従来の方法


組 織:マウス脳(海馬) プローブ:β-actin

「β -actin の検出」でさえ、 圧倒的な感度の差が認められました。

#### 掲載論文の一例

The Zinc Transporter SLC39A13/ZIP13 Is Required for Connective Tissue Development; Its Involvement in BMP/TGF-  $\beta$  Signaling Pathways

Toshiyuki Fukada, Natacha Civic, Tatsuya Furuichi, Shinji Shimoda, Kenji Mishima, Hiroyuki Higashiyama, Yayoi Idaira, Yoshinobu Asada, Hiroshi Kitamura, Satoru Yamasaki, Shintaro Hojyo, Manabu Nakayama, Osamu Ohara, Haruhiko Koseki, Heloisa G. dos Santos, Luisa Bonafe, Russia Ha-Vinh, Andreas Zankl, Sheila Unger, Marius E. Kraenzlin, Jacques S.Beckmann, Ichiro Saito, Carlo Rivolta, Shiro Ikegawa, Andrea Superti-Furga, Toshio Hirano



(写真提供:理化学研究所 RCAI サイトカイン制御研究グループ 深田俊幸先生)

- 1) Koizumi S, Shigemoto-Mogami Y, Nasu-Tada K, Shinozaki Y, Ohsawa K, Tsuda M, Joshi BV, Jacobson KA, Kohsaka S, Inoue K. [Nature . 2007 Apr 26; 446 (7139): 1091-5]
- 2) T Nakamura, M Nakagawa, T Ichisaka, A Shiota, and S Yamanaka [Mol Cell Biol. 31(21); 4366-4378, 2011]
- 3) H Fujishiro, Y Yano, Y Takada, M Tanihara and S Himeno [Metallomics. 4(7); 700-708, 2012]
- 4) S Hayano, H Kurosaka, T Yanagita, I Kalus, F Milz, Y Ishihara, Md. N Islam, N Kawanabe, M Saito, H Kamioka, T Adachi, T Dierks and T Yamashiro [J Biol Chem. 287(15); 12217-12229, 2012]
- ※ この他にも Google Scholar を利用した 【genostaff】検索で 100 件以上ご覧いただけます。

# in situ ハイブリダイゼーション



その他: 免疫組織化学染色 HE 組織染色全般

in situ ハイブリダイゼーションでは、3500遺伝子におよぶ解析実績! 当社の受託で既に200以上の論文での報告例があります。 解剖からプローブの作製・染色・写真撮影まで、一連の作業を全てお任せください

#### マウス 胎仔 脊椎骨



マウス 胎仔 毛包







色: NBT / BCIP 対比染色:ケルンエヒトロート

#### 受託試験の特徴

- ・ワイルドタイプのマウスとラットは、週齢や系統、組織とご覧になりたい断面をお知らせいただければ当社で準備いたします。
- ・KO,TGマウスは出張にて解剖いたします。目的に応じた固定からサンプリングまでを貴施設にて行います。
- ・目的とする遺伝子については、アクセッションナンバーをお知らせいただくだけです。
- ・タンパク質については、1 次抗体をご用意いただくか、当社で免疫組織化学染色に適した抗体をお探しすることも可能です。
- ・ISH用プローブは、当社の経験から特異性のある領域にて設計し、クローニングから標識まで行います。
- ・ポジティブコントロールプローブは組織に応じて当社でご用意します。
- ・お手持ちの検体の場合、ISHや免疫染色で使用可能か品質確認を行います。
- ・徹底した条件検討により、信頼性の高いデータをご提出いたします。

当社の論文実績は Google Scholar を利用した 【genostaff 】検索で 100 件以上 ご覧いただけます。

# モノクローナル抗体作製受託



受託価格: 基本工程一式 ¥900,000 (税抜)

#### 成功報酬制

#### ご希望の反応性を示すクローニング候補が得られない場合は無料です

ELISAでの1st スクリーニング陽性の中に、お客様で自身の2nd スクリーニングによって

ご希望の反応性を示し、クローニングに進められる候補が1つでも存在した場合

※ ご希望の反応性を示すクローニング候補が得られなかった場合、基本工程一式の価格内で、1度だけ再トライも可能ですのでご相談下さい。

#### ≪可溶性タンパク質抗原の場合≫

- 免疫動物へ2~3回の免疫と 最終ブースター -
- 2 個体毎の細胞融合

-

3 ELISA による 1st スクリーニング

-

-

お客様ご自身の方法による 4 2ndスクリーニング

5

クローニング

6 サブクラスの確認

7 拡大培養して細胞を凍結

-

8 納品

#### ● ELISA でのスクリーニング

ELISA による 1st スクリーニングで陽性を示したハイブリドーマ (融合細胞) は、24 well プレートに移して 培養し、その培養上清 (抗体濃度:約 1 µg/mL,容量:約 1 mL)をお客様にお送りいたします。

#### ● お客様によるスクリーニング

お送りした培養上清を用いて、お客様がご希望の反応性を示す抗体が検出可能な系を用いてスクリーニング を実施していただきます。

ex. ウェスタンブロット, 免疫組織化学染色, 免疫沈降 etc

その結果から、クローニングを実施する候補をお選びいただきます(最大10候補まで)。

※ それ以上の候補がございます場合は追加料金にて承ります。

ご選択いただいたハイブリドーマに対し、限界希釈法を用いてクローニングを実施いたします。 クローニングの途中で、まれに抗体産生能が脱落してしまう細胞も存在しますので、作製途中でのクローンの 保証はございません。

#### 【 ご用意いただくもの 】

◆ 免疫原:濃度1mg / mL、総量2mg 程度の可溶性抗原 (可溶性では無い場合もご相談下さい) ※ 抗原ペプチドの設計・合成のご相談も承ります (ペプチド合成には別途料金が掛かります)

- 凍結細胞 (3バイアル/クローン) ※腹水作製・抗体精製などのご相談も承ります (別途料金が掛かります)
- 培養上清
- サブクラスデータ

新製品

# iPGell<sup>®</sup>



#### 細胞浮遊液からのパラフィンブロック・既固定凍結ブロック作製に・・・

#### iPGell とは

細胞を、非加熱かつ迅速に"生きたまま"ゼリー状に固めるキットです。

そのまま固定液に浸漬することができるので、組織と同じ感覚でブロックおよび切片が作製できます。

パラフィンブロックおよび既固定凍結ブロックの作製に対応しています。



| Cat.No. GSPG20-1 | Cat | .No. | GSPG-t | rial      |
|------------------|-----|------|--------|-----------|
| 入 数 20テスト        | 入   | 数    | 5テスト   |           |
| 価格(税抜) ¥43,000   | 価格  | (税抜) | ¥5,000 | トライアルキット※ |

#### SPG-trial ースト

※ 初めてご注文いただくお客様限定のキットにつき、1講座1キットのみの販売とさせていただきます。

#### キット構成

- · A-solution, B-solution (-20℃保存)
- サンプルチューブ (室温保存)

初代培養細胞、ES細胞、胚様体、スフェロイド、iPS細胞、浮遊細胞、血球細胞 セルソーターで分取した特定細胞集団 微小組織、微小生物など(1mm以下)

#### 用途

- ・細胞 (塊)の断面を組織切片として観察
- ・遺伝子やタンパク質の発現解析 (in situ ハイブリダイゼーション、免疫組織化学染色)
- ・微小サンプルの取り扱いを容易に



# In situ ハイブリダイゼーション用試薬キット



当社が独自に開発し、自社での試験にも使用してきた in situ ハイブリダイゼーション用の試薬を、 お買い求めやすいキットとして販売しています。 全ての原料を徹底的にロット管理し、高い再現性を実現しています。



GSSRK-01 価格(税抜) ¥45,000

#### キット構成

- プローブ希釈液 (15mL)
- 10x ハイブリ洗浄液(500mL)
- G-Block (15mL×4本)





# Total RNA & 1st Strand cDNA

リアルタイム PCR ノーザンブロッティング クローニング 全てのアプリケーションに

#### 一般組織は約40種類のラインナップから自由に組み合わせてお選び下さい。

| Total RNA Panel☆      | 一般組織  | 10組織選択 | Cat.No. GSMTP-10 | ¥35,000(税抜)   |
|-----------------------|-------|--------|------------------|---------------|
| 1st strand cDNA Panel | 一般組織  | 10組織選択 | Cat.No. GSMDP-10 | ¥50,000(税抜)   |
| 1st strand cDNA Panel | 胎仔組織別 | 8組織選択  | Cat.No. GSMEP-8  | ¥50,000(税抜)   |
| 1st strand cDNA Panel | 特殊組織  | 脳部位別   | 皮膚炎 関節炎 糖尿病      | 各¥70,000 (税抜) |

#### 一般組織 Panel (選択) 1st strand cDNA & Total RNA

| マウス (C57BL/6) 8 週齢組織別 |      |     |
|-----------------------|------|-----|
| 選択組織番号                | 組織名  | RNA |
| Ad-01                 | 脳    | ☆   |
| Ad-02                 | 心臓   | ☆   |
| Ad-03                 | 肺    | ☆   |
| Ad-04                 | 肝臓   | ☆   |
| Ad-05                 | 胃    | ☆   |
| Ad-06                 | 小腸   | ☆   |
| Ad-07                 | 大腸   | ☆   |
| Ad-08                 | 膵臓   |     |
| Ad-09                 | 皮膚   | ☆   |
| Ad-10                 | 筋肉   | ☆   |
| Ad-11                 | 腎臓   | ☆   |
| Ad-12                 | 脾臓   | ☆   |
| Ad-13                 | 精巣   | ☆   |
| Ad-14                 | 胎盤   | ☆   |
| Ad-15                 | 卵巣   | ☆   |
| Ad-16                 | 子宮   | ☆   |
| Ad-17                 | 十二指腸 | ☆   |
| Ad-18                 | 回腸   | ☆   |
| Ad-19                 | 空腸   | ☆   |
| Ad-20                 | 褐色脂肪 | ☆   |
| Ad-21                 | 白色脂肪 | ☆   |
| Ad-22                 | 眼    | ☆   |
| Ad-23                 | 脊髄   | ☆   |
| Ad-24                 | 骨髄   | ☆   |
| Ad-25                 | 前立腺  | ☆   |
| Ad-26                 | 胸腺   | ☆   |
| Ad-27                 | 副腎   | ☆   |
| Ad-28                 | 直腸   | ☆   |
| Ad-29                 | 下垂体  | ☆   |

#### マウス胎仔(C57BL/6) 日齢別(Whole)

|        | , , , ,  |     |
|--------|----------|-----|
| 選択組織番号 | 組織名      | RNA |
| Em-01  | 胎仔9.5日齢  | ☆   |
| Em-02  | 胎仔10.5日齢 | ☆   |
| Em-03  | 胎仔11.5日齢 | ☆   |
| Em-04  | 胎仔12.5日齢 | ☆   |
| Em-05  | 胎仔13.5日齢 | ☆   |
| Em-06  | 胎仔14.5日齢 | ☆   |
| Em-07  | 胎仔15.5日齢 | ☆   |
| Em-08  | 胎仔16.5日齢 | ☆   |
| Em-09  | 胎仔17.5日齢 | ☆   |
| Em-10  | 胎仔18.5日齢 | ☆   |

#### マウス胎仔組織別 Panel (選択) 1st strand cDNA

#### マウス (C57BL/6) 胎仔日齢組織別

| 選択組織番号  | 組織名         |
|---------|-------------|
| Emp-06a | 14.5日齢・脳    |
| Emp-06b | 14.5日齢・心臓   |
| Emp-06c | 14.5日齢・肺    |
| Emp-06d | 14.5日齢・肝臓   |
| Emp-06g | 14.5日齢・消化管  |
| Emp-06i | 14.5日齢 - 腎臓 |
| Emp-06j | 14.5日齢・眼    |
| Emp-08a | 16.5日齢・脳    |
| Emp-08b | 16.5日齢 - 心臓 |
| Emp-08c | 16.5日齢・肺    |
| Emp-08d | 16.5日齢・肝臓   |
| Emp-08g | 16.5日齢・消化管  |
| Emp-08i | 16.5日齢・腎臓   |
| Emp-08j | 16.5日齢・眼    |
| Emp-10a | 18.5日齢・脳    |
| Emp-10b | 18.5日齢 - 心臓 |
| Emp-10c | 18.5日齢・肺    |
| Emp-10d | 18.5日齢・肝臓   |
| Emp-10e | 18.5日齢 - 胃  |
| Emp-10f | 18.5日齢・腸    |
| Emp-10h | 18.5日齢 - 脾臓 |
| Emp-10i | 18.5日齢 - 腎臓 |
| Emp-10j | 18.5日齢・眼    |
| Emp-10k | 18.5日齢 - 精巣 |
| Emp-11a | 新生仔 - 脳     |
| Emp-11b | 新生仔 - 心臓    |
| Emp-11c | 新生仔 - 肺     |
| Emp-11d | 新生仔 - 肝臓    |
| Emp-11e | 新生仔 - 胃     |
| Emp-11f | 新生仔 - 腸     |
| Emp-11h | 新生仔 - 脾臓    |
| Emp-11i | 新生仔 - 腎臓    |
| Emp-11j | 新生仔 - 眼     |
| Emp-11k | 新生仔 - 精巣    |

#### 特殊組織 Panel 1st strand cDNA

#### 脳部位別 Panel マウス (C57BL6)8 週齢脳部位別

| Cat.No.                  | 脳部位名  |
|--------------------------|---|
| GSMDP-Brain<br>(8種類のセット) | - 全脳<br>- 大脳皮質<br>- 小脳<br>- 嗅球<br>- 海延髄<br>線条体<br>視床 視床下部 |

## 自然発症皮膚炎マウス Panel

| マウス (NC/Nga             | SIC) 組織別   |
|-------------------------|--|
| Cat.No.                 | 組織名  |
| GSMDP-Derm<br>(6種類のセット) | <ul><li>・皮膚炎マウス - 皮膚</li><li>・皮膚炎マウス - 脾臓</li><li>・皮膚炎マウス - 胸腺</li><li>・SPFマウス - 皮膚</li><li>・SPFマウス - 脾臓</li></ul> |
|                         | ·SPFマウス - 胸腺   |

#### コラーゲン誘導関節炎マウス Panel マウス (DBA/1JJmsSIc) 組織別

| Cat.No.                | 組織名  |
|------------------------|--|
| GSMDP-Cia<br>(6種類のセット) | <ul><li>・関節炎マウス - 足首</li><li>・関節炎マウス - 脾臓</li><li>・関節炎マウス - 胸腺</li><li>・コントロールマウス - 足首</li><li>・コントロールマウス - 脾臓</li><li>・コントロールマウス - 胸腺</li></ul> |

## Ⅱ型糖尿病モデルラット Panel

| フット (ZDF-Lepr-/Cricrij) 組織別 |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| Cat.No.                     | 組織名  |  |  |  |
| GSRDP-Diab<br>(10種類のセット)    | ・糖尿病ラット - 膵臓 ・糖尿病ラット - 腎臓 ・糖尿病ラット - 腎臓 ・糖尿病ラット - 大動脈 ・糖尿病ラット - 膵臓 ・・正常 - アット - 腎臓 ・・正 - 下端 ・・正 - 下端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  |

- \*\* Total RNA Panel は各 10  $\mu$  g、 1st strand cDNA は各 PCR 5回分の量が含まれております。
- 1つのパネルに同一組織を2つ以上お選びいただくことは出来ませんのでご注意ください。
- ※ Total RNA Panel は☆中からご選択ください。

Application Note 2012 (10)

### お客様からの製品フィードバック

### 微量 (0.1-10ng) サンプルからの Multiplex Library Preparation Method

LIMprep (Ligation based Illumina Multiplex library PREParation method) ー【次世代シーケンスのライブラリー調製における成功事例】(Illumina社 MiSeq)

製品名 : KAPA Library Preparation Kit

: KAPA Real-Time Library Amplification Kit

: KAPA Library Quantification Kit

本稿の全てのデータにつきましては、**理化学研究所発生・再生科学総合研究センター機能ゲノミクスユニット笹川洋平様**のご厚意により 掲載させていただきました。ここに深く感謝申し上げます。

#### はじめに (お客様コメント)

私は、日本ジェネティクスさんが売り出されている一連のKAPA製品と自作のIndex付きアダプターDNAを使うことで、高感度でロバストな微量サンプル (0.1-10ng) 対応のmultiplex-library preparation methodを完成させました。アプリケーションノートの検証では、同スタートマテリアルからライブラリDNAを作製しており、収量・分布・内容にどれだけブレが生じたか調べています。検証結果を見ていただければ、ライブラリ作製方法が非常に高感度でロバストであることが納得していただけると思います。検証では100bpの平均サイズ長のゲノムDNAを使用していますが、200bp以上だともっとライブラリ作製効率は高くなります。同ライブラリ作製方法を使用し、様々なスタートマテリアルから得られたライブラリDNAをHiSeq1000/2000で検出し、良好な結果を得ています。(当実験はMiSeqを使用)

KAPA製品には他社さんには無いアドバンテージが2つあります。1つ目は、KAPA real-time library amplification kit。 PCR-enrichmentでのover-amplificationを未然に防ぎます。over-amplificationすると、ライブラリDNA同士がくっつき正確なサイズがわからなくなるトラブルが生じますし、余計なPCRバイアスにつながります。SybrGreen耐性のエンジニアリング酵素なので、得られた指標と成るPCRサイクルはほぼ予想通りの収量を反映します。2つ目は強力なエンジニアPCR酵素KAPA HiFi DNA polymeraseをはじめとするキットに含まれる酵素の優位性です(各キットのアプリケーションノート参照)。今回使用したKAPA製品全てにおいて、どのロットも安定して高品質でした。

ネックとなるのは自作アダプターの件だと思います。方法の導入を検討されるのであれば、日本ジェネティクスさんを通じてご連絡ください。良いシーケンスは、良いライブラリ作製から。皆さんのシーケンスライフが実り多いことを願って。

2012/7/27 笹川洋平

LIMprep法が応用されている研究論文が、2013年4月にGenome Biology誌にて発表されました。 詳細プロトコールも完全公開され、弊社のKAPA Library Preparation Kit製品ページからダウンロードいただけます。 本稿3ページの「参考文献」をご覧ください。

#### 方 法

#### 断片化した10ngのマウスゲノムDNAを用い、以下のキットによりライブラリー (n=9) を調製し、Illumina社MiSeqにて評価しました。

初発サンプル : 断片化したマウスゲノムDNA 10ng

ゲノムDNA断片化方法 : Covaris S220 (エムエス機器社) を100bpの標準設定どおり使用 ライブラリー調製キット : KAPA Library Preparation kit (KAPA Library Amplification kitを含む)

ライブラリー増幅のサイクル確認 : KAPA Real-Time Library Amplification kit

ライブラリー増幅用試薬 : KAPA Library Amplification kit (KAPA HiFi HotStart enzyme)

ライブラリー定量キット : KAPA Library Quantification kit

次世代シーケンサー :Illumina社MiSeq

#### [LIMprep Workflow]

<Start material> 10ng fragmented mouse genome DNA (n=9)

<KAPA library preparation kit> End-repair, dA-tail, adaptor ligation
<KAPA real-time library amplification kit> Determination of PCR cycle

<KAPA library amplification kit> PCR enrichment

<Resulted Library DNA> Quantified by pico-green Average: 73.8±4.8 ng, CV: 0.066
<Quantified by qPCR> 1ng Library DNA / gene locus (n=9) Detected 8 gene locus (A-H)


<KAPA library quantification kit> Final QC <MiSeq Run> SE50bp

<sup>\*</sup>LIMprep: Ligation-based Illumina Multiplex library PREP aration method for low amount DNA using TruSeq adaptor and KAPA library preparation kit

#### 結 果

| LIMprep Workflow]<br>Start material>      | 10ng fragmented mouse genome DNA (n=9)                         |
|---|--|
| KAPA library preparation kit>             | End-repair, dA-tail, adaptor ligation                          |
| KAPA real-time library amplification kit> | Determination of PCR cycle                                     |
| KAPA library amplification kit>           | PCR enrichment   |
| ↓<br>Resulted Library DNA>                | Quantified by pico-green Average: 73.8±4.8 ng, CV: 0.066       |
| Quantified by qPCR>                       | 1ng Library DNA / gene locus (n=9) Detected 8 gene locus (A-H) |
| KAPA library quantification kit>          | Final QC   |
| ↓<br>:MiŠea Run>                          | SE50bp   |

#### 1 PCR cycleの決定。高感度なシステム。




#### <KAPA real-time library amplification kit> Determination of PCR cycle

ライブラリーの増幅では、増幅時のバイアスを最小限にするため、可能な限り最少 のサイクル数で、かつ次世代シーケンスに必要なライブラリー量に達するような、最適なサイクル数を決定することが、大変重要となります。 今回の結果からは、4~6サイクルが最適な最少サイクル数と決定されました。 (当実験では、6サイクルでの実施を決定しました。)

#### 【解説(日本ジェネティクス)】

KAPA Real-Time Library Amplification Kitは、ライブラリー増幅用のエンジニ ア酵素 "KAPA HiFi HotStart enzyme" をベースに、最適な最少サイクル数を高 感度なリアルタイムPCRで確認できるように開発された製品です。 2×マスターミックスには4濃度の蛍光スタンダードが添加されており、蛍光スタ ンダード1~3付近で最適なライブラリー濃度が得られるよう設計されています。 これにより、常に安定した濃度のライブラリーを、最少のサイクルで得ることが可能 となるため、ライブラリーの品質の安定化が見込めます。

#### 2 6サイクルにおけるDNA量・CV。安定した収量。




#### <KAPA library amplification kit>

PCR enrichment

Quantified by pico-green Average: 73.8±4.8 ng, CV: 0.066

当実験では、同一DNAサンプルからのライブラリー調製 (n=9) で、 73.8±4.8ng (CV=0.066) という安定した量のライブラリーを、安定したサイ ズ分布で得ることが可能でした。

#### 3 BAによる分布の確認。安定した分布。



#### 【解説(日本ジェネティクス)】

KAPA Library Preparation Kitには、End-repair用酵素、dA-tail用酵素、 Adaptor ligation用酵素以外に、ライブラリー増幅用のKapa Library Amplification Kit (KAPA HiFi HotStart enzyme) が含まれています。 KAPA HiFi HotStart enzymeは、高い正確性を持ち、しかも、高いGC含量/AT 含量の配列の増幅においてもバイアスが最小限に抑制され、かつ、安定した増幅 結果を得ることが可能です。

英国 Wellcome Trust Sanger研究所においても、本エンジニア酵素によるNGS ライブラリーのバイアス低減の有用性が検証されました。

Michael A Quail et al., Optimal enzymes for amplifying sequencing libraries, Nature Methods 9, 10-11 (2012)


次ページへつつ

#### 結果(つづき)

[LIMprep Workflow] <Start material> 10ng fragmented mouse genome DNA (n=9) <KAPA library preparation kit> End-repair, dA-tail, adaptor ligation <KAPA real-time library amplification kit> Determination of PCR cycle <KAPA library amplification kit> PCR enrichment <Resulted Library DNA> Quantified by pico-green Average: 73.8±4.8 ng, CV: 0.066 <Quantified by qPCR> 4 1ng Library DNA / gene locus (n=9) Detected 8 gene locus (A-H) <KAPA library quantification kit> Final QC <MiŠeg Run> SE50bp 0

G

#### 4 qPCRによる内容の確認。内容も安定している。




<Quantified by qPCR>
1ng Library DNA / gene locus (n=9) Detected 8 gene locus (A-H)

KAPA HiFi HotStart enzymeで増幅したライブラリーにおいて、同一DNAサンブルから調製したライブラリー間で配列が偏って増幅されていないかチェックするため、8種類のlocus ( $A \sim H$ ) について、リアルタイムPCRで定量を実施しました。

当実験では、locus Aにおける9ライブラリー間のCV=0.04、同様にlocusA~ Hの平均CV=0.07と、増幅に偏りが少ないライブラリー DNAであることが確認されました。

#### **⑤** MiSeqによる確認。シーケンス可能。



#### <KAPA library quantification kit> <MiSeq Run> SE50bp

最終チェックとしてKAPA Library Quantification Kitでライブラリー濃度を決定し、MiSeqのシングルエンドリード50bpでシーケンスを実施しました。

結果として、RAWリード10M read(パスフィルターリード9.3M read)で、Q30以上が0.4G base (94.3%) という高い品質のシーケンスデータが得られました。

#### 【解説(日本ジェネティクス)】

KAPA Library Quantification Kitlは、PCR阻害物質であるSYBR GreenIに耐性を持つエンジニア酵素をベースとしたリアルタイムPCRによるライブラリーの定量キットです。GC/AT含量に偏りがあるヘテロな配列でも安定して増幅できる「マスターミックス」、厳密に品質管理された「6濃度に希釈済みのスタンダードDNA」と「プライマー」により、一貫して安定的なライブラリー定量結果を得ることが出来ます。

#### 参考文献

LIMprep法が応用されている研究論文が2013年4月にGenome Biology誌にて発表されました。

Yohei Sasagawa, Itoshi Nikaido, Tetsutaro Hayashi, Hiroki Danno, Kenichiro D Uno, Takeshi Imai and Hiroki R Ueda, Quartz-Seq: a highly reproducible and sensitive single-cell RNA Sequencing method, reveals non-genetic gene expression heterogeneity, Genome Biology 2013, 14:R31 (doi:10.1186/gb-2013-14-4-r31)

LIMprep法の詳細プロトコールは、弊社のKAPA Library Preparation Kit製品ページからダウンロードいただけます。 ご不明な点は弊社までお問い合わせください。ご連絡先:日本ジェネティクス株式会社 info@genetics-n.co.jp

### アプリケーションノート

:ibidi Pump System (ibidiポンプシステム) 製品名

: Ibidi 社 メーカー名

アプリケーション: ibidiポンプシステムを用いたHUVEC (ヒト臍帯静脈内皮細胞)

の灌流 (perfusion) アッセイ

#### はじめに

HUVEC (ヒト臍帯静脈内皮細胞) などの内皮細胞は、灌流 (perfusion) 培養などによりシェアストレス (ずり応力/剪断応力) を 与えると、一般的な静置培養と比較して、より生体内に近い細胞形態や細胞応答を示します。

このように、細胞を、よりin vivoに近い環境で培養することで、よりin vivoに近いデータが得られます。

そこでibidi社では、長期間の灌流実験を可能とする独自のibidiポンプシステムを開発しました。

本アプリケーションノートでは、国内で実際にibidiポンプシステムを使用されているお客様のアプリケーションデータをご紹介さ せていただきます。

本稿のデータにつきましては、愛媛大学プロテオ医学研究センター 愛媛-ニコンバイオイメージングコアラボラトリー井上博文様、 愛媛大学プロテオ医学研究センター細胞増殖・腫瘍制御部門 東山繁樹様、愛媛大学大学院医学系研究科 心臓血管呼吸器・再 生外科学 鹿田文昭様、泉谷裕則様のご厚意により掲載させていただきました。

ここに深く感謝申し上げます。

#### <井上先生コメント>

ペリスタポンプと違って、安定したシェアストレスをかけられるのが、良かった。

操作が思ったよりも簡単であった。

ゲル内での血管形成に対してシェアストレスがかけられるようなデバイスがほしい。 並列して異なるシェアストレスがかけられるようにしてもらいたい。

#### <鹿田先生、泉谷先生コメント>

下準備も簡易であり、装置の操作手技自体も容易に習得可能です。

種々のシェアストレス条件下で細胞の形態の観察が可能であり、細胞を回収すればmolecularな手法でも検討可能です。 オーダーメイドのディッシュにも対応して下さり、感謝致しております。


#### 灌流 (フロースルー) 条件下の細胞観察システム

ポンプシステム

# ibidi PumpSystem


#### HUVECなどの内皮細胞(endothelial cell)をより生体内に近い条件で培養して観察が可能!

- ・灌流 (フロースルー) 条件下の細胞観察に最適です。
- ・左右シリンジのチャンネル切り換えで、途切れることなく長期間一定方向の還流が可能です。
- ・ibidi社の様々なタイプのフロー培養用スライドから選択できます。
- ・専用ソフトにより、簡単にフロー条件のプログラムが可能です。
- ・シェアストレスの強さや、定流速/脈動など自由自在です。









マイクロスライドエルアー

次ページへつづく

#### 実験1 HUVECの静置培養と灌流 (perfusion) 培養の細胞形態の比較 (蛍光染色)

#### 実験方法

HUVECをibidi社チャンネル式スライドチャンバー $\mu$ -Slidel LuerO.6に播種し、CO2インキュベーター内で細胞を接着させた後、 そのまま静置培養を継続した細胞、およびibidiポンプシステムを用いてシェアストレス条件下(10dyne/cm²)で灌流培養した 細胞について、培養10時間後にそれぞれ核およびアクチンフィラメントを蛍光染色し、細胞形態を比較しました。

·細胞名 : HUVEC (ヒト臍帯静脈内皮細胞) ・灌流培養システム : ibidiポンプシステム (ibidi社)

·培養容器 : μ-Slidel Luer0.6, ibiTreat (ib80186 ibidi社)

· 培地 : EGM-2


· 蛍光染色試薬 : DAPI (核)、PE-phalloidin (F-actin)

顕微鏡 : オリンパスIX70


・解析ソフト : Roper社 Image-Pro Plus

静置培養したHUVECと比較し、ibidiポンプシステムを用いてシェアストレス条件下で培養したHUVECでは灌流方向に沿って細 胞が並び、より生体内に近い細胞形態を示しました。

#### static condition (静置培養,10時間)



fluidic condition (灌流培養, シェアストレス10dyn/cm²,10時間)



(scale: 500µm)

データご提供

愛媛大学プロテオ医学研究センター 愛媛-ニコンバイオイメージングコアラボラトリー 井上博文先生 愛媛大学プロテオ医学研究センター 細胞増殖・腫瘍制御部門 東山繁樹先生 愛媛大学大学院医学系研究科 心臓血管呼吸器 · 再生外科学 鹿田文昭先生、泉谷裕則先生

8 秋フェアー2013 入 期間: 2013年10月1日~12月31日 ● お問い合わせ: info@genetics-n.co.jp

#### 実験2 HUVECの灌流 (perfusion) 培養によるシェアストレス条件下でのsprouting assay

#### 実験方法

チャンネル式培養チャンバーの陥入部にマトリゲルを注入し、マトリゲル面にHUVECを重層しました。細胞の接着後、そのまま静 置培養を継続した細胞、およびibidiポンプシステムを用いてシェアストレス条件下(5dyne/cm²)で灌流培養した細胞について、 培養22時間後に位相差顕微鏡でsproutingを観察しました。

·細胞名 : HUVEC (ヒト臍帯静脈内皮細胞) ・灌流培養システム : ibidiポンプシステム (ibidi社)

·培養容器 : 特注仕様 チャンネル式培養チャンバー (右の写真)

・培地 : EGM-2 ・ゲルマトリクス :マトリゲル (BD) 顕微鏡 : オリンパスIX70


解析ソフト : Roper社 Image-Pro Plus




#### 結

静置培養したHUVECと比較し、ibidiポンプシステムを用いてシェアストレス条件下で培養したHUVECではsproutingが促進さ れました。

静置培養 (22時間)



灌流培養 (シェアストレス 5dyn/cm<sup>2</sup> 22時間)



(scale: 500µm)

111

データご提供

愛媛大学プロテオ医学研究センター 愛媛-ニコンバイオイメージングコアラボラトリー 井上博文先生 愛媛大学プロテオ医学研究センター 細胞増殖・腫瘍制御部門 東山繁樹先生

愛媛大学大学院医学系研究科 心臓血管呼吸器 · 再生外科学 鹿田文昭先生、泉谷裕則先生

次ページへつ

### アプリケーションノート

ピッピン

名:自動DNA断片ゲル抽出システム Pippin Prep (PIPOO01)

メーカー名: Sage Science社

ァプリケーション: Ion Torrent PGM用ライブラリー調製における正確なサイズセレクションの有用性

このアプリケーションノートは、沖縄科学技術大学院大学 DNAシーケンシングセクション 小柳 亮様のご厚意により作成いたし ました。

#### 実験目的

Ion Torrent PGMのテンプレート自動調製システムOneTouchは簡便な操作でシーケンシング用ビーズの作製を可能にしているが、ライブラリー によって期待されるリード長が得られない例が散見された。この原因として、OneTouchにおいてはエマルジョンPCRの条件が固定されており、 増幅効率がライブラリーのインサート長に依存することが推測されたため、ライブラリー作製の際のサイズ分画法を検討した。

#### 実験条件および検証方法

- ●次世代シークエンサー : Life Technologies社 Ion Torrent PGM
- ●ライブラリー作成キット: Ion Plus Fragment Library Kit (ゲノムDNAの断片化にはCovaris S2を使用)

ライブラリーのサイズセレクションについて、下記の方法で抽出を行った後、 それぞれ得られたRead Length Histogramとスコアデータにより検証しました。



#### <sample 1>

L社電気泳動システム 330bp抽出

ライブラリー作成キット 取扱説 明書の推奨方法のとおりに実施 しました。

#### <sample 2>

L社電気泳動システム 330bp抽出

小サイズDNA断片の混入の可能 性を減らすため、330bpを抽出 する直前に泳動をストップして、 ピペッティングにより溶出ウェル を洗浄し、低分子除去を試みま した。 その後に泳動を再開し、 目的サイズを抽出しました。

#### <sample 3>

PippinPrep 315bp抽出

ライブラリー作成キット 取扱説 明書のPippinPrepでの推奨サ イズで抽出しました。


#### 自動DNA断片ゲル抽出システムPippinPrep <sample 4>

PippinPrep 375bp抽出

PippinPrepでは、正確なサイズ 設定ができるため、Sample3よ り大きなサイズに設定して抽出 を試みました。

#### 結 果

#### 1. 抽出後の各サンプルのサイズ分布 (Agilent Technologies社 Bioanalyzerの結果)




sample1では、目的サイズ以外のピーク(赤の矢印)が見られました。

PippinPrepでサイズ分画した場合(sample3、sample4)、目的サイズのDNA断片がsample1、sample2よりも高収量で得られました。

#### 結 果


#### 2. Read Length Histogramおよびスコアデータ

sample 1(L社 推奨方法: 330bp抽出)




| Total Number of Bases [Mbp] | 348.76    |
|-----------------------------|-----------|
| Number of Q20 Bases [Mbp]   | 228.38    |
| Total Number of Reads       | 2,898,964 |
| Mean Length [bp]            | 120       |
| Longest Read [bp]           | 374       |

sample 3 (PippinPrep推奨サイズ: 315bp抽出)




| Total Number of Bases [Mbp] | 932.52    |
|-----------------------------|-----------|
| Number of Q20 Bases [Mbp]   | 702.58    |
| Total Number of Reads       | 5,302,371 |
| Mean Length [bp]            | 176       |
| Longest Read [bp]           | 389       |

sample 2(L社 ウェル洗浄後抽出:330bp抽出)



| Total Number of Bases [Mbp] | 148.08    |
|-----------------------------|-----------|
| Number of Q20 Bases [Mbp]   | 100.36    |
| Total Number of Reads       | 1,577,037 |
| Mean Length [bp]            | 94        |
| Longest Read [bp]           | 315       |

sample 4 (PippinPrep: 375bp抽出)



| Total Number of Bases [Mbp] | 550.06    |
|-----------------------------|-----------|
| Number of Q20 Bases [Mbp]   | 406.80    |
| Total Number of Reads       | 2,668,599 |
| Mean Length [bp]            | 206       |
| Longest Read [bp]           | 388       |

#### まとめ

Life Technologies 社 Ion Torrent PGM は、適切なRead Lengthを得るためにライブラリー作製におけるサイズセレクションが重要で、特に 低分子除去が必須であることが確認されました。

しかし推奨の電気泳動システムでは、低分子の混入が発生してしまいスコアデータの改善が困難でした。

そのためIon Torrent PGMに適した精度の高いサイズセレクションを行うためPippin Prepを検討したところ、非常に効果的な結果改善ができ ました。

さらにRead Lengthを伸ばすため、プロトコルよりも約50bp長いライブラリーをPippin Prepを用いて作製したところ、期待通りの結果を得る ことができました。

Ion Torrent PGMのシークエンステンプレート調製におけるエマルジョンPCRはライブラリーのインサート長に非常に敏感で、短い断片が 混入したり、インサート長が指定より長い場合に目的のライブラリー分子が正しく増幅されず、期待通りのシークエンス結果が得られないこ とがあります。PippinPrepによる正確なサイズ分画はPGMの能力を十分活用するためには必須だと思います。最新の400bpシークエンス でもよい結果がでています。

# ホームページリニューアルのお知らせ

# 2013年9月1日、 ホームページが新しく生まれ変わりました!

日頃弊社ホームページをご覧いただいている皆様に 各種情報を分かりやすくお伝えできるよう工夫をこらしました。 使いやすさにこだわった弊社サイトを 隅から隅までご活用頂ければ幸いです。

《WEB 製作チーム一同より》

# 検索機能の充実 BEN'S Charge : 検索は 品名 型 番 キーワード

## 製品詳細ページの見やすさ

情報が整理されているので知りたい情報がすぐ分かる!



価格は2013年10月現在のものです。 製品は改良のため予告なく変更する場合があります。

## 日本ジェネティクス株式会社

#### http://www.n-genetics.com

社:〒113-0033 東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビル3F Tel. 03 (3813) 0961 · Fax. 03 (3813) 0962

西日本営業所: 〒604-8277 京都府京都市中京区西洞院通御池下ル565番地 ラフィーネ御池3F Tel. 075 (257) 5421・Fax. 075 (257) 5422

### 各種資料のダウンロードページ

- 製品カタログ(英・日)
- 取扱説明書(英·日)
- アプリケーションノート
- MSDS
- 文献·技術資料

を全て

OK! 閲覧&

ダウンロード

しかも型番、品名、キーワードで検索が可能です。

### テンツの充実



自分の疑問はみんなの疑問! 製品に関する素朴なギモンから学術的な質問まで、 情報は日々増える一方です もちろん皆様からのご質問も随時受け付けております。



無償プレゼントキャンペーンや 製品をお使い頂いた感想・ご意見をお聞かせ頂く フィードバック募集など各種応募はこちらから!